

# 体格大师人体成分分析仪器生产厂家直销可配台架

产品名称	体格大师人体成分分析仪器生产厂家直销可配台架
公司名称	广州市智禾电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:体格大师 型号:CHL818
公司地址	广州市番禺区洛浦街东乡联发工业区A18栋三楼
联系电话	13322816337

## 产品详情

“体格大师”——人体成分分析仪，是一款利用BIA技术测量人体体内成分（包括人体脂肪含量、内脏脂肪、肌肉含量、身体水分、骨矿含量、基础代谢率、体重、体格指数、生理年龄以及综合评分等）数据的精密测量与云大数据分析仪器。体格大师人体成分分析仪器，亦被狭称人体脂肪测量仪器或体脂机等。广泛用在健康管理机构、美容美体院线、运动减肥增重项目、中医塑身纤体中心、健身健美俱乐部、国民体质检测机构、小资家庭。本仪器同时配套手机APP版和电脑PC版，兼配蓝牙和软件光盘，只需在手机或电脑上安装软件，即可用仪器连接使用，可有线&无线联结打印机，打印详细的测量分析报告和运动建议，同时软件可以存储无限个会员资料和每天的测量数据结果，便于查阅对比、分析与管理。可以选择购买支撑台架。生物电阻抗技术简称为BIA（Bioelectrical Impedance Analysis），是一种无创检测技术。生物电阻抗分析（BIA）根据人体不同组成成分，利用人体内血液、肌肉等组织具有不同的导电性，而脂肪几乎不导电的原理，以极其微弱、对人体无害的微弱电流通过人体，通过精密测量手段得到人体的电阻抗值，从而得到人体内生物组织信息的一种非侵入式生物检测技术，该技术已在全球临床医学领域广泛应用。是一种无创、安全、价廉，人们易于接受的人体成分分析方法。自1981年美国军方将其应用于研究陆战队士兵在高山严寒环境下的身体水分流失状况，而后逐渐演化到现今可以测定包括脂肪、体液、肌肉、骨骼等更多内容在内的一整套人体体质健康综合指标体系指导健美和减肥锻炼等。体格大师独有分段测量、高运算速度，可与世界尖端专业医疗仪器媲美的测量精度，精巧别致的便携式设计，使一般人也可以进行神秘的身体成分测量，掌握自己的身体健康密码，为自己和家人的健康保驾护航。

**主要优势 软件优势：**自备研发团队，多年维护云端数据，开发独有产权的APP与PC版软件。

五段式测量，更精确科学 一般情况下，大多数人都是由于脂肪大量堆积形成肥胖，尤其是在腹部及大腿等形态变化最为显着，上腹部下腹部脂肪堆积，使躯干中部突出。所以要减的脂肪也主要是集中在这几个部位。为此怎么样才能真正准确的测量出这些腹部和躯干中部等部位的脂肪含量和内脏脂肪是非常关键的。体格大师利用生物电阻抗技术对人体进行五段多次测量（左右上肢、左右下肢、躯干共五段分别进行BIA测量，真实反映人体个体的差异，是真正的“量”出来的人体成分含量），帮你精确的测量出腹部和躯干等关键部位的脂肪含量，避免了因人体形状、体质体况、测量时间不同而导致的测量误差，从而实现了可与专业医疗器械媲美的测量精度。与日韩进口专业人体成分分析仪相比，数据准确率达到95

%，与医院CT脂肪扫描结果相比，准确率可达93%（10岁以上）。注：目前市面上的脂肪电子测试产品都是利用BIA技术进行人体成分测量的。传统的脂肪秤、手握式测脂仪或同类型产品一般只对下肢或上肢进行BIA测量，再“推算”全身的成分含量，这样的测量方法电流根本就没有通过全身和腹部躯干，腹部和躯干的脂肪含量到底有多少也就不能准确测量出来，而是根据普通人模型推算出来。故这样的结果，不是真正测量出来的结果，自然无准确度可言，从而也会造成对减肥者的减肥误导和偏差。

**用户数据库功能** 体格大师拥有强大的数据库功能，可同时储存八个用户长达180天的数据。对于每一个用户条码，每天保存一个有效存储记录，并以当天最后一次存储的数据为准。可查看阶段性的历史数据，分别是1，3，15，30，90，180天的数据。这样一来，对用户来说，不单可以节省很多抄写数据花掉的时间和麻烦，还可以帮用户把数据存储下来，既方便又安全，不怕丢失。

**历史对比计算** 八个用户的历史数据可以随时翻阅，且会自动计算出差值（例：某用户在10月1号测出的体脂肪率是14.5%，而他9月30号测出的体脂肪率是14%，所以翻阅一天前的数据时，体脂肪率的结果就会自动显示为：1天前14%，今天 0.5%），这样的自动计算差值结果显示，使用户彻底摆脱手忙脚乱记录结果的窘境，为使用者提供了一个永远忠诚的健康助手。

**一键式阅读** 当体格大师测量出数据结果后，用户就可以一键式阅读各项指标的显示结果，自主控制阅读，即用户想看哪项指标的结果就直接按那个指标键，结果就会显示在屏幕上，无须等待。（例：假使你想看体脂肪率是多少，直接按一下写着体脂肪率的按键，即可显示出体脂肪率的数据结果，其它指标的数据显示同理操作即可看到）

**结果智能判定** 体格大师显示屏上有标明结果的判定，即：低/ 偏低/ 标准/ 偏高/ 高，当测量的数据结果出来后，用户只需按指标键阅读即可，智能判定就会显示出用户的结果属于哪个范围。（例：一个女性，年龄是32，测量出的体脂肪率是31%，结果的智能判定会显示在偏高那段范围。因为女性32岁，体脂肪率的正常范围是在17%—29%）

**设计尽显人性关怀** 宽阔的脚踏主体，稳固而舒适，全无侧翻之虞；薄而美观的外型设计，不失时尚曲线；伸脚即可的开关设计，小细节体现大关怀。全机重量不到2.5kg，便于携带，随心收纳。

**数据库的清零** 当数据库的用户数据需要删除或者清零时，使用者只需选择要删除清零的用户组，然后按一下删除键，再按住确定键长达5秒钟左右，数据则会自动彻底删除完。删除完毕后，用户组又可以重新设置使用储存。

**客人模式** 客人模式即作为使用者临时使用，结果不能保存下来。只要在正常的测量范围内，任何人都可以无限次不限时使用。

**省电自动关机** 使用者可手动关机，如不人工关机，当仪器检测到控制器在3分钟内无操作时，会自动关机并保存数据，以节约电源。当仪器的电池电量不足时，显示屏上的电池图标会显示出X，即电量警告，意思为电池即将没电了。

**产品品质** 体格大师产品在性能上采用专业人体成分分析仪的生产标准，在制造工艺及材料设计方面更是追求高端定位，务求牢固如磐的品质和发毫毕现的测量性能。