

# 尼康MA100倒置显微镜

产品名称	尼康MA100倒置显微镜
公司名称	昆山开发区奥巴仪器行
价格	55000.00/台
规格参数	品牌:Nikon 型号:MA100 光源:6V30W
公司地址	苏州市昆山朝阳东路55号建伟大厦A座1518
联系电话	0512-55182520 15962648439

## 产品详情

尼康MA100倒置显微镜

上海富莱光学科技作为[尼康显微镜](#)

在中国地区的优秀经销商，为购买者提供最优质的服务，本公司提供各类[尼康显微镜](#)销售。

[尼康MA100倒置显微镜](#)体形小、坚固耐用、操作简单、高性价比的产品。

有明视场和简易偏光两种观察方式，对金相组织、电子元器件和材料领域的生产现场以及质量控制部门来说使用相当方便。坚固紧凑的结构设计，操作简单，高对比度，可以接装照相、摄影装置，是一款反射照明专用的、经济实惠的小型倒立显微镜。

[尼康MA100](#)

倒置显微镜用于IC元件、金相切片等微小尺寸的测量及分析。使用智能软件测量，精确度高，有效减小人为测量误差。易学易用，可轻松实现点到点、线到线、圆弧、半径、直径、角度等相关尺寸的精确测量与分析。轻松拍摄测量图片并自定义各种测试报告（更多详细内容请咨询上海富莱光学科技）

简易偏光观察 其偏振附件的插拔非常方便!

可以对高分子材料等样品进行有效的简易偏光观察（需要用到MA-PA简易偏光组件）。采用插拔连动机构，起偏器和检偏器可以非常方便地进出光路。起偏器可以360°旋转，方便您找到偏振方向，实现理想的偏光观察。

孔径光阑为标准配置

照明光路的孔径光阑属于标准配置。调节孔径光阑，可以改变分辨率、对比度、景深。观察者可以通过调节孔径光阑，获得自己想要看到的显微成像效果。

物镜确认反光镜为标准配置 有了它，物镜倍率一目了然!

使用标准配置的物镜确认反光镜，使您不必低头，就能够确认物镜以及样品的位置。这不仅使显微镜的操作变得比较舒适，而且还可以提高工作效率。

尼康MA100倒置显微镜规格

光学系统	CFI60系统
观察像	正立反转像
观察方法	明视场,简易偏光（使用MA P/A简易偏光时）

调焦部分	物镜转换器升降式（载物台固定时）单轴粗微调焦手轮 行程8.5mm,粗调37.7mm/1转。 微调0.2mm/1转
物镜转换器	明视场5孔物镜转换器
载物台	MA-SP平面载物台:尺寸170X230mm（附带2个丙烯标本夹/开口 30mm,月牙型） 可安装MA-SRSH1标本夹1、 MA-SH3标本夹3 T1-SM机械载物台CH： 行程126mmX80mm相对于平面载物台。 可将手轮安装于左侧或右侧使用可安装MA-SH1标本夹1、 MA-SH2标本夹2、 C-HU通用标本夹 MA-SR竖版载物台： 行程50X50mm（附带2个标本夹开口 20mm、40mm）。 手轮固定于右侧可安装MA-SRSH1标本夹1、 MA-SH3标本夹3
照明装置	电源内置6V30W卤素灯（长寿命型） 孔径光阑（拨杆操作）可插入 25mm滤光片（附带NCV11、ND4）
镜筒	基座一体式 倾角45°，瞳距调节50mm-75mm

最大能耗

96VA

外形尺寸

228 ( W ) X663 ( D ) X382 ( H ) mm

重量

约9Kg

我们不止专注于显微镜，更专注于客户的满意。

更多详细内容尽请咨询上海富莱光学\奥巴仪器. MOB...:一八零一二七九一二八七