

# 尼康MA200倒置金相显微镜

产品名称	尼康MA200倒置金相显微镜
公司名称	昆山开发区奥巴仪器行
价格	79000.00/台
规格参数	品牌:Nikon 型号:MA200 目镜:10X
公司地址	苏州市昆山朝阳东路55号建伟大厦A座1518
联系电话	0512-55182520 15962648439

## 产品详情

### 尼康MA200倒置金相显微镜

上海富莱光学科技作为[尼康显微镜](#)在中国地区的优秀经销商，为购买者提供zui优质的服务，本公司提供各类[尼康显微镜](#)销售。

新型尼康MA200[倒置金相显微镜](#)ECLIPSE MA200，主要应用于材料科学中微观结构观察，分析诸如金属、陶瓷和聚合物等材料的分析和评估。独有的立方体型显微镜为研究开发和汽车材料相关工业的质量保证监督提供了解决方案。

### EIPHOT

#### TME200新型尼康MA200倒置[金相显微镜](#)

的后继机种，支持明场、暗场、微分干涉、荧光、简易偏光等观察方式，具有结构紧凑、操作方便、照明均匀、成象清晰、节能省电、坚固耐用等特点。

### 主要特点

## 1、立方体设计，节省空间，高抗震

### 尼康MA200

比TME300节省了33%的空间，这种新的设计更有效的提高仪器的可操作性，同时还降低了长时间观察给使用者带来的损伤。

## 2、无限校正光学系统CFI60

CFI60光学系统产生鲜明、清晰、高分辨率、高对比度的图像，也将闪光降到zui低。这种新设计的1×物镜可以观察直径25mm的视野范围，也使得全方位观察到包埋在树脂中的样品成为可能。明暗视野、DIC、荧光和偏光观察也可以进行。除此之外，特殊设计的透射柱可以进行多项透射观察。

## 3、操作方便

经常需要操作的部位，都集中在靠近观察者的位置，即显微镜的前面。如：视场光阑、孔径光阑、起偏器、检偏器、检板插拔以及明暗场切换等。

## 4、数字图像连接

物镜转换器监测系统将物镜得到的图片信息通过DS-L2和DS-U2数码照相机控制单元传输。更多详细内容请咨询上海富莱光学。图像的大小会根据显微镜放大倍数的调节而自动在电脑上调整。这种数字图像放大调整是自动执行的，也尽可能减少了误差。

DS-L2型独立显示控制器（图象数据可以保存到U盘），

DS-L2

DS-U2型电脑连接控制器，后者需要配合NIS Elements软件一起使用。

DS-U2

## 5、数字图像拍摄（可选配置）

尼康图像软件NIS-Elements的拼接功能可以拼接和分析较大的图像。NIS-Elements软件中的自动测量功能可以进行金属的颗粒分析。除此以外，Metalog颗粒测量软件和铸铁软件也可以在ASTM和JIS基础上自动分析铸铁和颗粒的大小。

尼康MA200倒置金相显微镜利用NIS Elements软件中的功能，可以实现显微图象的无缝拼节；

利用NIS Elements软件中的功能，可以进行材料分析，如晶粒度分析、球墨铸铁的石墨球化率分析等。

尼康倒置金相显微镜MA200物镜CFI LU PLAN FLUOR EPI:

放大倍数5X；数值孔径（NA）0.15；工作距离（W.D.）23.5mm

放大倍数10X；数值孔径（NA）0.30；工作距离（W.D.）17.5mm

放大倍数20X；数值孔径（NA）0.45；工作距离（W.D.）4.5mm

放大倍数50X；数值孔径（NA）0.80；工作距离（W.D.）1.0mm

放大倍数100X；数值孔径（NA）0.90；工作距离（W.D.）1.0mm

我们不止专注于显微镜，更专注于客户的满意。更多详细内容尽请咨询上海富莱光学\奥巴仪器。  
MOB...:一八零一二七九一二八七