

霍桐仪器HT-PXR-12平行合成仪

产品名称	霍桐仪器HT-PXR-12平行合成仪
公司名称	上海樱洋实验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇运河北路1025号1幢1694室
联系电话	021-67230701 13918047289

产品详情

霍桐仪器HT-PXR-12平行合成仪保留了大部分受欢迎的特点，同时做了很多创新使其更具优势。

霍桐仪器HT-PXR-12平行合成仪快速有效的加热：使用 优质加热盘，可同时加热 12 位反应，温度范围室温到 180 （有时可达 220 ）温度精度：±0.5 。温度可通过加热盘直接控制或者通过额外的温度控制器提供更精确的温度控制，温度探针可插入反应模块或者通过反应管的密封垫插入反应溶液中来控制反应模块和反应溶液的温度。

霍桐仪器HT-PXR-12平行合成仪强力均一的搅拌:独特设计，保证 12 位反应搅拌均匀有力。每个反应管的磁力搅拌子到磁力搅拌器中心磁力 点距离相同，从而保证各个反应管在同样的搅拌速度下搅拌，简单的设计加上多种高性能的搅拌子提供了强力的搅拌，搅拌速度从 30 到 1400 可调。

霍桐仪器HT-PXR-12平行合成仪高效回流：反应块上部含有夹套可通冷凝水，使蒸发的溶剂到达上部后冷凝下来。反应模块可为每个反应管通冷却水进行冷凝，最大程度减少溶剂蒸发和冷凝管的使用，节省空间并减少玻璃损坏的可能。快速释放连接器带开关阀方便连接切断水源，避免漏水。

霍桐仪器HT-PXR-12平行合成仪可在惰性环境下使用：每个反应管通过PTFE盖子与反应模块相连，惰性气体通过反应模块再分散到各个反应管内，并且可通过三通阀更换通真空或者惰性气体，使用方便，特别适合那些不能暴露在空气以及潮湿环境下的反应。

霍桐仪器HT-PXR-12平行合成仪新-方便观察反应：设计反应观察口方便观察反应，垂直的观察口可方便地观察反应情况及搅拌情况，圆形的设计方便转动反应模块，利于观察每个反应管的反应。

霍桐仪器HT-PXR-12平行合成仪新-Easy-on抗化学腐蚀反应盖：反应盖由抗化学腐蚀材料制成，设计合理，只需转动一下即可合紧反应盖，Easy-on设计可直接通过按压与气体进出口连接，每个反应盖包含

开关阀，可封闭或者释放管内气体，可用进样针通过密封隔片加样，密封隔片可更换。

霍桐仪器HT-PXR-12平行合成仪新-绝缘盘提高加热效率，节省能源：独特的 PTFE 的绝缘盘能快速加热并保持热量，节省能源。两块绝缘板环绕加热底座，阻挡热量损失，测试表明，达到相同的温度，新品只需 36% 老型号需要的能量，该板也可保护操作者不被烫伤。

上海霍桐实验仪器有限公司 地址：上海市金山区南亭公路5800号

电话：13918047289 网址：<http://www.htlab.cn>