

# 上海保玲供应SF-100L双层玻璃反应釜，反应器

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 上海保玲供应SF-100L双层玻璃反应釜，反应器           |
| 公司名称 | 上海保玲仪器设备有限公司                       |
| 价格   | .00/台                              |
| 规格参数 | 上海保玲:上海保玲<br>SF-100L:100L<br>上海:上海 |
| 公司地址 | 上海市青浦区金泽镇练西公路2850号1幢1层M区189室       |
| 联系电话 | 021-59228079                       |

## 产品详情

工作原理：

玻璃反应釜主要是利用其双层的玻璃特点，我们可以再中间的夹层放置反应物料（有点叫反应溶媒），通过在常压或者负压的情况下进行搅拌反应，玻璃反应釜通过双层反应釜夹层，注入恒温的（高温或低温）热溶液或冷却液，对反应釜内的物料进行恒温加热或制冷，并且可以提供搅拌。这样玻璃反应釜夹层里面的介质（比如：冷冻液、加热水或者加热油之类的）通过搅拌来做循环反应实现加热或者冷却作用。在现代的生化新材料合成实验中作为理想的设备而广泛采用。

玻璃反应釜特点：

玻璃反应釜夹层内可通入不同的冷热循环液（热水/热油/冷冻液），在密封玻璃容器内，反应物在常压或负压进行搅拌反映，全透明的反应过程一目了然，是现代生物制药，精细化工，新材料合成的理想实验中试设备。1.采用新型高硼硅玻璃（GG-17）实有武力、化学性能的反应实验设备。

2.本产品独特设备，整机不锈钢框架结构（其连接部分三通四通精巧配连），紧凑坚固不走型，移动方便。3.特有的变频调速，让您在实用中高低速，理想准确自如，可选配全防爆系统。4.釜腔和夹套设计为无死角，釜盖特制固体加料，清洗不用拆卸更方便。下方料为用户设计其更理想能放出浓液和微量固体液料。5.反应釜夹层的加热（制冷）溶液在反应完毕后能更彻底完全排除，无积液。6.整机科学理想，美观、实用，是国内同行领先。