

醇基燃料发热量检测环保烧火油热值测定

产品名称	醇基燃料发热量检测环保烧火油热值测定
公司名称	鹤壁市永心电子科技有限公司
价格	9.00/套
规格参数	温度测量范围：:0-40 精密度:： 0.1% 分辨率:： 0.0001K
公司地址	中国 河南 鹤壁市淇滨区 淇滨区海河路
联系电话	86-0392-3366139 13839226338

产品详情

锅炉烧火油热值分析仪器，测试速度快，体积小，在化验室摆放方便，在国内同行业中拥有较强的经济实力、雄厚的技术优势、先进的检测设备。鹤壁永心电子科技有限公司拥有从事高新技术产品开发生产的实力。2016更是重点打造环保燃料油热值检测仪的开发和研究，公司现有RZY-6H RZY-8H YXRZY-7 YXRZY-7D等多款高度燃料油热值检测仪。详情咨询：焦经理138.3922.6338 0392-3366.139

液体烧火油热值测定仪新特点：

- 1;采用模块化的24位AD温度采集电路，保证了万分之一的测温性。
- 2;测温模块采用超低温漂特性电子元件，保证了测试结果的稳定性。
- 3;以嵌入式ARM为主控芯片，配置7寸真彩触摸液晶屏以及鼠标设备，实现了操作更简单灵活；直接的人机交互方式，使用更方便。
- 4;具备了计算机强大的数据处理功能和及强的可扩展能力，实现了对仪器的完美表达。历史数据的查询，打印变得简单轻松，并为今后的设备组网和数据共享提供了兼容的可能。
- 5;具有以往“个人计算机+控制器”模式的相同数据处理速度，增强了可靠性。
- 6;实时的冷却校正，对环境温度要求宽松。硫，氢，水数据可在实验完成后补充输入并自动换算高，低位发热量，更符合常规实验过程。
- 7;注水，排水，搅拌，点火，采温，计算，校正，打印的实验过程全自动，避免了人为误差，准确度及度大大提高。

8;显示平台采用大尺寸彩色液晶触摸屏显示器，显示信息量非常丰富，直观，清晰，支持文件或文档的查阅。可查看煤炭试验方法国家标准要求，实验方法和实验步骤等。

9;设备一体化设计外形，安装，更换方便，性能更可靠。

有机溶剂热值化验设备技术参数：

1.参考热容量：约10500 (J/K)

2.外桶水容量：约40 L；

3.内桶水容量：约2.1L；

4.点火电压：AC:22V；

5.点火时间：3-6秒（可调）