

# OMNI Bead Ruptor96均质匀浆仪

产品名称	OMNI Bead Ruptor96均质匀浆仪
公司名称	北京平利洋经贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市丰台区石榴园南里32号楼1层甲1、甲2
联系电话	13581963618

## 产品详情

### Bead Ruptor 96孔板均质机

多功能性实现。吞吐量启用

Bead Ruptor 96是我们最通用的均化器。Bead Ruptor 96设计用于在单个紧凑型台式仪器中支持传统的铣削，低温冷却，孔板和管道珠匀浆。Bead Ruptor 96适用于需要高通过珠磨机加工的实验室，每个加工周期能够分离多达384个样品。使用不锈钢罐头配件，Bead Ruptor 96能够执行所有铣削应用，包括干磨，颗粒减小，塑料，植物，种子，纸制品和药物的分解。此外，通过低温加工能力，Bead Ruptor 96是大麻加工的理想之选，能够迅速解散大麻花和食品。特征

多种样品处理模式包括：密封的不锈钢罐体积达50

mL在不锈钢罐中进行低温研磨，用于解离韧性材料或热敏分析物以标准SBS格式1 mL，2 mL和标准孔板均匀。珠子在密封的微型离心机或螺旋盖管中打浆，每次运行多达48个样品高通量处理：每个循环分离多达384个样品数字控制确保重现性大的加工条纹确保了很高的冲击力，即使是最坚韧的样品也能解离30 Hz频率可确保样品处理快速。用于干，湿或低温研磨的配件集成安全盖各种配件包括并板适配器，管座和密封罐，用于湿，干或低温铣削。理想的

在2 × 2mL深孔板，4 × 1mL孔板或6 × 标准孔板中高通量珠粒打浆粉碎，陶瓷，骨头，饲料，塑料，纸制品，纺织品和矿石的干磨坚韧材料的低温研磨，包括塑料，植物，组织和骨骼大麻食品的低温研磨，胶质糖，吸盘或粘性材料从广泛的材料快速的DNA，RNA或蛋白质提取

specifications

Processing Range:<25L-50ml

Power Rating:100-230 VAC / 50-60 Hz

Speed Control:Variable from 3 to 30 Hz

Run Time:5 sec to 99 min

Dimensions:15" W x 17" D x 9.5" H

Weight:42kg (92 lbs.)

Sound Level:< 72 db.

Warranty:One year motor warranty

Standards Approval:CE approved