

# 振荡光照摇瓶机HNY-111A卧式光照振荡培养箱

产品名称	振荡光照摇瓶机HNY-111A卧式光照振荡培养箱
公司名称	常州高德仪器制造有限公司
价格	18.00/台
规格参数	品牌:高德仪器
公司地址	江苏常州金坛市金胜东路89号
联系电话	0519-82118628 15906146011

## 产品详情

### 振荡光照摇瓶机HNY-111A卧式光照振荡培养箱

旋频率精度RotarySpeedPrecision	± 1rpm
摇板摆振幅度VibrationRange	26mm
最大容量MaximumCapacity	250ml × 45500ml × 28
标准配置StandardConfiguration	1000ml × 18 2000ml × 8
托板尺寸SizeofRockingPlate	500ml × 28
定时范围(h)TimingScope	920 × 510mm
温控范围TempControlScope	0-999hour
温控精度TempControlPrecision	RT+5 ~ 60
温度均匀度TempEvwnness	± 0.1
显示方式Display	0.5 ± 0.2 ( 37 恒温状态 )
	LCD ( 液晶显示 )

### 振荡光照摇瓶机HNY-111A卧式光照振荡培养箱

独特的电机过热、温度失控自动断电保护装置。

7.独特慢启动设计，防止了骤然启动造成的摇瓶液体外溅，有效保证了定量实验的准确性。

8.电子封闭可调式封闭循环加热。静音风扇设计和强制对流方式，确保了良好的恒温效果。

9.流线型、镜面不锈钢内衬和腔体组件，倾斜式人性化控制面板。

## 振荡光照摇瓶机HNY-111A卧式光照振荡培养箱

仪器在连续工作期间，每三个月应做一次定期检查：检查是否有水滴、污物等落入电机和控制元件上；清洁轴流风机上的灰尘；检查保险丝，控制元件及紧固螺钉。

4、使用完毕，关闭电源，若长时间不用，请拔下电源，箱内如有水滴，请及时清理并擦拭干净，以延长使用寿命。

常州高德仪器制造有限公司是一家具有设计、生产、销售、服务于一体的科技型企业。努力做到尽善尽美，全过程、

振荡光照摇瓶机HNY-111A卧式光照振荡培养箱箱内有冷、热气流风道，可同时控制光照的强度与时间，是具有冷、热、光系统联合调节的培养箱与振荡器合为一体的仪器设备，操作使用方便，是生物工程、医药、化工、农林等行业科研和生产的理想培养装置。电话：0519-82338384 82118628

## 振荡光照摇瓶机HNY-111A卧式光照振荡培养箱

独特驱动系统，使机器运转平滑、稳定、耐久、可靠。

3.智能化声光报警环境扫描微处理控制器。据有开盖自停保护，自诊断、安全报警功能。

4.大屏幕背景光液晶显示屏，中文字幕人机对话提示功能，同时显示实测值、设定值和机器运行状态。

性化：[www.czgdyq.com](http://www.czgdyq.com)