

鹤壁生物质颗粒热值仪 固体环保颗粒大卡化验检测仪

产品名称	鹤壁生物质颗粒热值仪 固体环保颗粒大卡化验检测仪
公司名称	鹤壁市山城区英特仪器仪表厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:鹤壁英特仪器 型号:ZDHW-15000W 制造厂家:鹤壁市英特仪器仪表厂
公司地址	鹤壁市山城区长风路元泉村
联系电话	86-03922700039 13839234904

产品详情

鹤壁生物质颗粒热值仪 固体环保颗粒大卡化验检测仪 英特仪器厂家 购买专线：138 3923 4904 检测成型燃料热值机，化验生物质燃料大卡仪器，测试压块颗粒热值仪价格，生物质燃料热卡化验仪器，木屑颗粒热值测定仪，检测木质颗粒大卡机器。

性能特点：

- 1.美国ATMEL芯片液晶显示控制，计算机系统达到高精度自动化，
- 2.自动控制测量过程，自动点火、自动搅拌、自动注水、排水、平衡循环为一体，
- 3.全中文菜单式提示，简单易操作，即学即会。
- 4.图形界面，形象直观，图形模拟显示实时工作情况，人机对话友好，
- 5.在测试的同时可进行数据处理、数据查询、数据修改等其它工作，实现一机多用，功能优越。
- 6.采用独特的水循环系统及软件自动误差补偿系统，自动调节水量、水温，保证仪器长时间稳定工作。
- 7.操作人员只需装好氧弹，仪器即可自动完成全部测试工作。

测量精度高，分析速度快，可选择同时控制两台量热仪进行测量，实现一机双控，提高工作效率，具有较高性能价格比。

采取光电隔离，抗**能力强，性能稳定，工作可靠。

精密测温探头，实时显示温度—时间曲线，测定结果自动存盘、打印。

可选择同时控制两台量热仪进行测量。

该产品进行了改进，设计新颖。

- 1) 相关计量检定规程对检定周期的规定；
- 2) 制造厂商的要求或建议；
- 3) 使用的频繁程度；
- 4) 维护和使用记录；
- 5) 以往校准记录所得的趋向性数据；
- 6) 磨损和漂移量的趋势；
- 7) 环境的严酷度及其影响（如腐蚀、灰尘、振动、频繁运输和操作等）；
- 8) 追求的测量准确度；
- 9) 期间核查和功能检查的有效性和可能性。

安装与实验准备

1.使用前的准备

开始检查：在运输过程中可能受到损伤，是否缺件。

2.安装调试

应安装在无强烈空气对流、不受阳光直射、将主机平放在试验台上，按下图连接电源线，并将外壳妥善地（防止和触电事故）

3.向外筒水套中注满蒸馏水，直到溢水孔溢水。

4.在燃烧皿中精确称取分析度样

5.串点火丝与棉线

6.在弹杯中加入10毫升蒸馏水