

# 美国卓尔AED Plus全自动除颤器

产品名称	美国卓尔AED Plus全自动除颤器
公司名称	上海恺梵实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤路奉金路469号
联系电话	021-50683265 15900524207

## 产品详情

美国卓尔AED PLUS全自动除颤器全国总代理是哪家？

美国卓尔AED PLUS全自动除颤器多少钱？

那个AED除颤仪好？

全球独有的心肺复苏反馈 - real CPR help提高心肺复苏的质量

产品简介：

完整的心肺复苏流程图

独特的“真正CPR反馈”技术,提高病人复苏比率,“胸外按压(深度和频率)实时反馈”能提高心肺复苏质量;对不可电击心率病人能起到更好的急救效果;能存储回顾CPR全程心电波形、按压深度及频率趋势,适用于临床治疗、教学和科研。

在突然晕倒的情况下,要成功地拯救伤者,急救员必须牢记所学的急救知识及技术并正确地运用,并非只是按下“除颤”键那么简单。所以急救员所需的不单是一个除颤仪。AED Plus可指导从打开气道、呼吸、除颤到心肺复苏整个急救流程,为真正意义上的全自动除颤仪。

1.完整的心肺复苏详细流程“一幅简洁的图画胜过千言万语”,所以AED Plus以简洁明了的图像配合语音提示,与急救员共同完成急救流程的每一步。以简易的视、听帮助急救员增强临场救助与信心,大大提高病人的生存机会。

2.按部就班，准确无误图像及语音提示，确保急救员在正确的时间施行正确的急救步骤，比只有文字或语音提示更有效确保急救程序的准确。当安放好电极片后，AEDPlus便马上自动进行分析，分秒必争提高救助成功率。

3.视、听配合的自动指导AEDPlus独有的反馈功能包括显示及语音提示，能有效地避免施行CPR时的两大常见错误：按压力度不足及按压速率过慢。“请再用力按压”及“按压良好”等语音提示确保急救员的按压力度正确，而响号则准确地带领急救员施行现时建议的每分钟100次按压。

4.灵活的设计AED Plus能根据您的要求，设定ECG显示或文字提示，以满足不同用户的需要。

5.坚固耐用、信心保证

AED Plus无论在耐用的坚固性、操作的便捷性以及功能完善性上均远远超过一般的AED。

6.集成化电极片优于分离电极片集成化设计的CPR-D padz避免了在紧张的急救环境下将电极片安放错误的情况，只需把电极片上的“十字标”放于乳头之间的胸骨上，电极片便是在最理想的位置了。每片CPR-D padz都附有一个小型急救包，有效期为4年(市场上最长有效期)，整体设计优于分离电极片。

7.完善的数据管理系统AED Plus能够以红外接口与电脑直接连接；可选择ZOLL Data Review软件下载、与处理急救资料，并编辑、打印、传真或电邮急救报告；还可免费提供回顾编辑软件，物超所值。

8.按压深度及速率传感器只有 ZOLL AED Plus 为急救员提供临场CPR指导，按压深度及速率传感器内置于CPR-D Padz电极片内能准确地感应及反馈按压深度和速率。

9.长效通用电池，方便、经济、耐用AED Plus使用长效通用电池，除备用时间提高外，维修成本明显地降低，经济耐用。

10.自动检测及报警系统AED Plus的自动检测系统确保仪器常在备用状态，明显的绿色“ ”键表明仪器的工作状态，红色“ x ”报警提示仪器需要更换电池。

11.配制完备每片CPR-D Padz都附有一个小型急救包，内置人工呼吸面罩、剃刀、小剪刀、手套及清洁纸巾等急救时常用的必需品一应俱全。

窗体底端