

HG-24生物样品均质器,拍打均质器,均质器报价

产品名称	HG-24生物样品均质器,拍打均质器,均质器报价
公司名称	安徽三木电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:那艾 型号:NAI-JZQ 产地:上海
公司地址	望江县华阳镇雷池大道棉花大市场D10楼
联系电话	18955659722 18900566991

产品详情

安徽三木电子科技有限公司[上仪器网]网站 全国送货厂家直销!

品质保证! 电话: 021-5161-9676 企业QQ:28802-63190 联系人:石倩倩 手机: 1381-7081-849 [支持仪器批发,同行勿加] [请不要拿不责任同行相比,如有买到问题仪器,我们愿提供维护支持] 设备仪器属于精密设备 客户订单录系统 免费1年质量保质, 任何问题提供配件保养维护安徽三木精密专注以实验仪器设计、研发,生产,销售为核心的仪器企业,目前热卖销售有集菌仪,无菌均质器,固相萃取仪,氮吹仪,脂肪测定仪,干式恒温器,消化炉,光化学反应仪,实验室微波炉等等。

产品说明 Product description

加热灭菌拍打式无菌均质器NAI-JZQ(照明加紫外无菌功能)广泛应用于食品微生物分析;动物组织、生物样品、化妆品的均质处理;肉、鱼、蔬菜、水果、饼干;药品的微生物分析等。固体样品中提取细菌的过程变得操作简单,只需将样品和稀释液加入到无菌的样品袋中,然后将样品袋放入拍打式均质器中即可完成样品的处理。减少了样品的处理和准备时间,处理后的样品溶液可以直接进行取样和分析,没有样品的变化和交叉污染的危险。

应用范围 Application range

应用于食品微生物分析;动物组织、生物样品、化妆品的均质处理;肉、鱼、蔬菜、水果、饼干;药品的微生物分析等

主要特征 Principal character

- 1、进口电机，噪音低，运转稳定性强，使用寿命长
- 2、可调整的均质时间和均质速度
调整前后距离，使厚/薄样品的处理粉碎更加细致达到非常好的均质效果
- 3、全开启式门,玻璃透明窗口易于观察箱门：强化透明窗口，可确认粉碎运行程度。
- 4、窗口传感器功能（箱门手柄：start/stop功能，未关紧时红灯亮起）
- 5、无菌均质器带开关门提醒，保证使用的安全性
- 6、LED指示灯和消毒灯便于检查内部均质情况，对工作腔预先加热消毒。
- 7、距离调节功能：厚/薄样品均可全部粉碎
- 8、提示功能：（粉碎完成后，自动发出蜂鸣声）
- 9、大液晶LED显示屏确认运行状态、速度、时间的功能
- 10、无菌均质器开始结束提示时均有提示功能
- 11、具有停电数据恢复记忆功能，内胆均采用医用不锈钢制造，保证使用空间的无菌洁净

技术参数 Technical parameter

- 1、型号：NAI-JZQ
- 2、消毒功能：拍击箱内消毒灯，可对工作腔加热消毒。
- 3、储存工作程序数：5组
- 4、有效容积：3~400ml
- 5、拍击间距：0~50mm可调
- 6、拍打速度：0-13次挤压/秒（可同时设置5组速度设定值）
- 7、定时范围：0~99.99分钟或连续运行（可同时设置5组定时设定值）
- 8、高温保护：温度升至80℃终止运转，进口电机，工作噪音小于55分贝
- 9、全封闭均质袋数量：30×17cm（赠送50只）
- 10、样品架隔断：5段（选配）
- 11、使用环境温度：0~45℃
- 12、电源要求：220V/50Hz

13、整机功率：180W

14、整机重量：22Kg

15、外形尺寸：380 × 220 × 310mm