

ankom纤维测定仪,纤维素测定仪器

产品名称	ankom纤维测定仪,纤维素测定仪器
公司名称	安徽三木电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:那艾 型号:NAI-CQW-6 产地:上海
公司地址	望江县华阳镇雷池大道棉花大市场D10楼
联系电话	18955659722 18900566991

产品详情

安徽三木电子科技有限公司[上仪器网]网站 全国送货厂家直销!

品质保证! 电话: 021-5161-9676 企业QQ:28802-63190 联系人:石倩倩 手机: 1381-7081-849 [请不要拿不责任同行相比, 如有买到问题仪器, 我们愿提供维护支持] 设备仪器属于精密设备 客户订单录系统 免费1年质量保质, 任何问题提供配件保养维护安徽三木精密专注以实验仪器设计、研发, 生产, 销售为核心的仪器企业, 目前热卖销售有集菌仪, 无菌均质器, 固相萃取仪, 氮吹仪, 脂肪测定仪, 干式恒温器, 消化炉, 光化学反应仪, 实验室微波炉等等。

产品说明 Product description

粗纤维测定仪NAI-CQW-6是依据目前常用的酸碱消煮法消煮样品, 并进行重量测定来得到试样的粗纤维含量的仪器。粗纤维测定仪原理是采用浓度准确的酸和碱, 在特定条件下消煮样品, 再用乙醇除去可溶物质, 经高温灼烧后扣除矿物质的量, 所含量称粗纤维。(以酸碱洗涤法原理, 集酸、碱处理及冲洗于一体, 采用全封闭电加温、加液、消煮、抽滤、冲洗的方法来测定粗纤维含量。操作时样品不需转移, 能将物质中的粗纤维分解出来, 同时又可根据所需温度单逐个任意调节, 从而达到了准确、快速的目的。)粗纤维测定仪不是一个确切的化学实体, 只是在公认强制规定的条件下测出的概略成份, 其中以粗纤维、木质素、纤维素和半纤维素等的含量测定。

应用范围 Application range

粗纤维测定仪用于各种粮食、饲料、谷物、食品及其他农副产品检测粗纤维的含量

主要特征 Principal character

- 1、粗纤维测定仪消煮装置采用优质陶瓷加热材料，热效能好，能充分获得消化效果。
- 2、所有浸提过程可通过自动放置阀操作，每个样品整套试验可单独操作。
- 3、内置进口蠕动泵,耐腐蚀，抽真空过滤且真空度可调，可气体反吹，加速洗涤效果。
- 4、粗纤维测定仪可配循环恒温水浴，进行高精度温度控制。
- 5、样品高度可升级调节，方便取样放料。
- 6、整套粗纤维测定仪实验过程都是自动完成，无需手动操作。

技术参数 Technical parameter

粗纤维测定仪型号：NAI-CQW-6

测定对象：各种粮食、饲料、谷物、食品及其他农副产品中粗纤维的含量

测试样品数：6个/次

重复性误差：粗纤维含量在10%以下，绝对值误差 0.4% 粗纤维含量在10%以上，相对误差 4%

测定时间：在仪器上所需约90min（包括酸30分、碱30分，抽滤和洗涤约30分）

电源：AC220V/50HZ

功率：1600W

体积：540 × 450 × 670mm

重量：28kg

粗纤维测定仪|上海粗纤维测定仪价格|全自动粗纤维测定仪|饲料粗纤维测定仪|粗纤维分析仪竞标