

zlg 200中药浸膏喷雾干燥机,喷雾干燥设备

产品名称	zlg 200中药浸膏喷雾干燥机,喷雾干燥设备
公司名称	安徽三木电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:那艾 型号:NAI-GZJ-D 产地:上海
公司地址	望江县华阳镇雷池大道棉花大市场D10楼
联系电话	18955659722 18900566991

产品详情

安徽三木电子科技有限公司[上仪器网]网站 全国送货厂家直销!

品质保证! 电话: 021-5161-9676 企业QQ:28802-63190 联系人:石倩倩 手机: 1381-7081-849 [请不要拿不责任同行相比, 如有买到问题仪器, 我们愿提供维护支持] 设备仪器属于精密设备 客户订单录系统 免费1年质量保质, 任何问题提供配件保养维护安徽三木精密专注以实验仪器设计、研发, 生产, 销售为核心的仪器企业, 目前热卖销售有集菌仪, 无菌均质器, 固相萃取仪, 氮吹仪, 脂肪测定仪, 干式恒温器, 消化炉, 光化学反应仪, 实验室微波炉等等。

产品说明 Product description

实验室真空喷雾干燥机专为热敏物料精心开发而成, 整机设计紧凑, 自成一体, 无需其他设施即可运行。一键式开机, 彩色大液晶触摸屏操作, 可采用完全自动或人工监控两种运行模式, 方便操作和实验过程的监控, 特别是实现了低温条件(50) 物料的瞬间干燥, 为热敏物料提供了极为方便极为安全的干燥方法, 如酶制剂活菌等生物制品, 含糖量高的中药天然产物提取物, 不耐热的高分子材料, 遇热气化的材料等等。

主要特征 Principal character

1、喷雾干燥整个实验过程在真空环境里完成，大大降低了物料干燥温度，解决了热敏性物料喷雾干燥的难题。2、彩色触摸屏操作：加热温度PID恒温控制，蠕动泵进料速度可以随时调节。3、内置进口全无油空压机，喷粉的粒径呈正态分布，流动性非常好，而且噪音非常低，符合国家实验室噪音标准；4、喷雾头为同心喷雾头，雾化时确保没有任何偏心而导致喷到瓶壁一侧，喷雾头安装后可以上下移动，以利于调整雾化位置改善喷雾干燥效果；二流体喷雾的雾化结构，采用优质不锈钢材料精密制造，设计紧凑，无需附属设备，方便使用，历久如新。5、为了满足用户在实验范围调节各项参数的要求，在干燥温度控制的设计上采用实时调控PID恒温控制技术，使全温区控温准确，加热控温精度 ± 1 。6、进料量可通过进料蠕动泵调节，额定处理量800mL/H

技术参数 Technical parameter

1、整机全不锈钢制作，二流体喷雾的雾化结构；2、内置进口全无油空压机；3、设有喷咀清洁器（通针），在喷咀被堵塞时会自动清除，通针的频率可自动调整；4、额定物料处理量：1500mL/H；5、实验样品量：50mL（视物料固形物含量差异）；6、实时调控PID恒温控制技术，加热控温精度： ± 1 ；7、喷嘴口径:0.5mm、0.7mm、1mm、1.5mm、2mm 可选，并可根据客户要求定制；8、整机功率：6KW/380V；9、在低温（50~80）条件下完成瞬间喷雾干燥，在这种干燥条件下，易氧化、易挥发、热敏性的物质都能很好保持化学结构及生物活性；10、真空度-0.05~0.06MPA；11、彩色LCD触摸屏操作控制，全中文操作界面。