

中药饮片水分测定仪|中药饮片水分测定仪厂家

产品名称	中药饮片水分测定仪 中药饮片水分测定仪厂家
公司名称	深圳市芬析仪器实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:深芬仪器 型号:CSY-L5 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道观澜荣昌工业园3栋5层
联系电话	0755-32916900 13312922783

产品详情

中药饮片水分测定仪产品用途

CSY-L5中药饮片水分测定仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业，如医药，粮食、饲料、种子、菜籽、脱水蔬菜、烟草、化工、茶叶、食品、肉类以及纺织、农林、造纸、橡胶、塑胶、纺织等行业中的实验室与生产过程中对水分测定的要求；同时满足固体、颗粒、粉末、胶状体及液体含水率的测定。

中药饮片水分测定仪产品介绍：

CSY-L5中药饮片水分测定仪采用德国HBM称重系统，保证称重准确；环形石英钨卤红外线加热源，快速干燥样品；在干燥过程中，CSY-L5中药饮片水分测定仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%，干燥程序完成后，最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比，环形石英钨卤红外线可以在高温下将样品均匀地快速干燥，样品表面不易受损，其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性，具有可替代性，且检测效率远远高于烘箱法。智能化操作，一般样品只需几分钟即可完成测定，是一种新型的快速检测仪器。

产品名称：中药饮片水分测定仪

产品型号：CSY-L5

生产厂家：深圳市芬析仪器制造有限公司

中药饮片水分测定仪产品优点：

1、无需安装、调试，拆箱即可使用；2、无需培训，操作简单，省却繁琐的使用步骤；3、测定时间短、工作效率高；4、加热均匀、性能稳定、测试准确；5、体积小、重量轻；6、全自动测定，测量完毕报警提醒，测定过程无需看管；

中药饮片水分测定仪操作步骤：

将需要测试的样品均匀地放入样品盘

盖上加热罩

最后按下“启动”键即可

剩下的工作，仪器自动完成。测量完毕，仪器自动报警，此时测量结果锁定在液晶显示屏幕上。

中药饮片水分测定仪技术参数：

1、水分测定范围：0.01-100%

2、水分含量可读性：0.01%

3、称重范围：0-100g4、传感器精度：0.001g5、称重传感器：德国HBM传感器6、加热温度范围：起始-205
7、中药饮片水分测定仪仪器外观尺寸：310*205*200mm

中药饮片水分测定仪相关专利产品推荐：五味子水分测定仪,当归饮片水分检测仪,感冒颗粒水分检测仪,叶酸片水分检测仪,红花水分测定仪,芍药水分测定仪,丹参水分测定仪,鹿茸水分测定仪,三七水分测定仪,枸杞水分测定仪,人参水分测定仪,冬虫夏草水分测定仪,医药水分测定仪,医药散剂水分测定仪,医药膏状水分测定仪,医药丸剂水分测定仪,医药粉末状水分测定仪,医药冲剂水分测定仪,医药颗粒水分测定仪,医药片剂水分测定仪,中药饮片水分测定仪,医药胶囊水分测定仪,中药水分测定仪,西药水分测定仪中药饮片水分测定仪