

## 海康莱悦、接触碟法培养皿55mm

产品名称	海康莱悦、接触碟法培养皿55mm
公司名称	许昌海康莱悦试验设备有限公司
价格	6.00/套
规格参数	海康莱悦:55mm
公司地址	许昌市将官池村4组298号
联系电话	0374-7051232 13303748551

### 产品详情

触碟法：用于设备、车间、人员、包装材料等表面微生物的测定。取代棉签擦拭法，减少取样步骤，确保取样的准确性和安全性。培养基有效表面积为25cm<sup>2</sup>，符合新版GMP标准所规定的取样要求。取样时，确保全部琼脂表面与取样点表面充分接触。取样后，需用蘸有70%乙醇的纱布擦拭被取样表面，以除去残留琼脂。将取样后并做好标记的接触碟置于培养箱中培养，读数，记录。

缺点：不适用与非常规表面，若培养基太湿润，菌落会连片生长导致不易计数。特点：

1. 湿热灭菌，可以重复使用。
2. 透光率好，摔不烂。（材质：俗称金属玻璃）
3. 密闭性好，培养5-7天，培养基不会干裂。
4. 内径56.6mm，培养基有效表面积为25cm<sup>2</sup>，符合新版GMP表面微生物取样的要求。