

# 水分测定仪卤素水分测定仪水分检测仪

产品名称	水分测定仪卤素水分测定仪水分检测仪
公司名称	厦门雄发仪器仪表有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:万利多 原理:加热失重法
公司地址	厦门市同安区瑶江里162号6楼
联系电话	0592-5187269 18759278268

## 产品详情

WLD-120A水分测定仪卤素水分测定仪水分检测仪分别可显示水分值，样品初值，终值，测定时间，温度初值，zui终值等数据.用于测试化工、医药、食品、烟草、粮食等行业的实验分析和日常进货控制及过程检测

卤素快速水分测定仪其环状的卤素加热器确保样品在高温测试过程中均匀受热，使样品表面不易受损，快速干燥，在干燥过程中，水分测试仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%。能在短时间内达到大功率，操作简单，测试准确，显示部分采用红色数码管，示值清晰可见，，并具有与计算机，打印机连接功能。一般的产品3-5分钟就可以测试出结果

特点：

快速获得结果 直观的显示测定信息 易于清洁，使用寿命长 无误的操作

1.快速准确：第二代进口卤素灯技术提供精确的温度控制，可快速、均匀地加热样品，确保迅速获得可重复的测量结果

2.易于操作：一键启动界面设定了安全、无误操作的新标准。主页仅显示日常操作所需的信息，通过快捷键即可一键启动各种方法。

3.30

秒即可清洁：秤盘下方的表面很平坦，完全密封，易于清洁，从而避免散落样品对称量传感器的影响

技术参数：

水分含量：可读性：0.01%

重复性（sd）（2g样品）：0.05% 重复性（sd）（10g样品）：0.01%

显示模式： %水分， %固体， 时间， 温度， 重量

称量量程： 120 g

称重分辨： 0.001 g

可读性： 1 mg

加热单元干燥技术： 卤素灯加热

干燥温度范围： 40 - 180 ° C

上盖打开方式： 手动模式

方法管理方法存储： 16组

升温程序： 标准、 快速、 温和