

三用紫外分析仪-台式紫外灯

产品名称	三用紫外分析仪-台式紫外灯
公司名称	北京赛百奥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京赛百奥 型号:CBIO-UV3 产地:北京
公司地址	北京市海淀区亮甲店130号华玉大厦505
联系电话	010-51282213 13601128645

产品详情

CBIO-UV3系列三用紫外分析仪-台式紫外灯有开放式和暗箱式两种。开放式为传统紫外观察操作，暗箱式更有利于紫外荧光观察，配防紫外遮光布可实现全紫外防护操作。CBIO-UV3系列三用紫外分析仪-台式紫外灯设置三个开关键，分别控制照明点样灯，254nm和365nm紫外灯，且相互独立，当需要某一灯工作时，按下相应开关键即可。CBIO-UV3系列三用紫外分析仪-台式紫外灯主要应用于医药科研及教学中对薄层板及各种电泳凝胶的观察分析，如核酸电泳的荧光观察分析、检测，PCR产物检测，DNA指纹图谱分析等。是开展RFLP研究，RAPD产物分析的理想仪器。另外，还广泛应用于生化、医学、制药、纺织、公安、环保、地质找矿等的紫外荧光观察、防伪检测、小件物品消毒（如键盘、鼠标）等。选配充电功能，方便设备在无供电（如野外）条件下工作。

CBIO-UV3系列三用紫外分析仪-台式紫外灯的参数：1.电源：220V，50Hz

2.滤色片：200×50mm或200×100mm（暗箱）

3.波长：254nm、365nm

4.功率：紫外6W、11W、18W可选，照明4W或6W（暗箱）

5.充电电池：充电时间约2小时；连续放电时间>7小时（单支6W灯管），可选功能

6.外形尺寸：270×200×250mm或270×260×250mm（暗箱）

7.重量：2.5kg或5kg（暗箱）

型号	性能特点及技术参数	价格
UV3AC6	功率：6W×2；波长：254nm、365nm	980
UV3AC6/CD	功率：6W×2；波长：254nm、365nm；可充电	2180
UV3C6	功率：6W×2；波长：254nm	980
UV3C6/CD	功率：6W×2；波长：254nm；可充电	2180
UV3A6	功率：6W×2；波长：365nm	980
UV3A6/CD	功率：6W×2；波长：365nm；可充电	2180
UV3GAC6	暗箱式，功率：6W×2；波长：254nm、365nm	1580
UV3GAC6/CD	暗箱式，功率：6W×2；波长：254nm、365nm；可充电	2680
UV3GC6	暗箱式，功率：6W×2；波长：254nm	1580
UV3GC6/CD	暗箱式，功率：6W×2；波长：254nm；可充电	2680
UV3GA6	暗箱式，功率：6W×2；波长：365nm	1580
UV3GA6/CD	暗箱式，功率：6W×2；波长：365nm；可充电	2680
UV3GAC11	暗箱式，功率：11W×2；波长：254nm、365nm	1880
UV3GAC11/CD	暗箱式，功率：11W×2；波长：254nm、365nm；可充电	3080
UV3GA11	暗箱式，功率：11W×2；波长：365nm	1880
UV3GA11/CD	暗箱式，功率：11W×2；波长：365nm；可充电	3080
UV3GA11	暗箱式，功率：11W×2；波长：254nm	1880
UV3GAC18	暗箱式，功率：18W×2；波长：254nm、365nm	2280
UV3GAC18/CD	暗箱式，功率：18W×2；波长：254nm、365nm；可充电	3480
UV3GA18	暗箱式，功率：18W×2；波长：365nm	2280
UV3GC18	暗箱式，功率：18W×2；波长：254nm	2280
ZF-1	功率：6W×2；波长：254nm、365nm	980

CBIO-UV3系列三用紫外分析仪-台式紫外灯由北京赛百奥科技有限公司现货供应并提供技术支持，欢迎咨询！客服QQ：989203；1410116 咨询电话：010-51282113

更多相关参数请登录www.cbio21.com查询，谢谢