

bio-rad电泳仪-伯乐电泳槽1658001

产品名称	bio-rad电泳仪-伯乐电泳槽1658001
公司名称	北京赛百奥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:BIO-RAD 型号:MP4
公司地址	北京市海淀区亮甲店130号华玉大厦505
联系电话	010-51282213 13601128645

产品详情

bio-rad电泳仪-伯乐电泳槽1658001

功能多样使用简便的Mini-PROTEAN Tetra电泳槽是进行小型垂直电泳的理想选择。bio-rad电泳仪-伯乐电泳槽1658001可容纳1 - 4 块手灌胶或ReadyGel 预制胶，您可以根据科研的需要灵活选择。Mini-PROTEAN Tetra电泳槽省去了冗长的组装程序，具有专利的封盖装置*，可防止错误组装。bio-rad电泳仪-伯乐电泳槽1658001可用于：

一小时内完成多达4块小型胶电泳

1天内完成双向凝胶电泳

用于探索型的课题研究

筛选新样品

评估样品制备条件

上样和电泳的创新性

专利的上样向导**，防止泳道遗漏上样或重复上样

使用2个电泳模块，电泳槽可同时进行4块凝胶电泳

和多种应用匹配的模块式设计

可互换的模块使Mini-PROTEAN Tetra电泳槽可在不同应用间转换角色。每个模块可与同样的缓冲液槽和

盖匹配，形成一个完整的电泳槽。两种可调的配置是：

Mini-PROTEAN Tetra电泳槽-用于手灌胶或预制胶PAGE和SDS-PAGE电泳

小型Trans-Blot电泳转印槽 -用于 Western转印

制胶优点

封边垫条一直地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶

带有简单凸轮的制胶框确保在任何水平面上精确对齐

平行排列的灌胶架能同时灌制两块凝胶，弹簧杠杆设计使得软橡胶衬垫产生良好的密封性

特殊的塑料加样梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可使凝胶避免与空气接触，保证均匀的凝胶聚合

标有厚度和孔数的玻板和加样梳便于识别

含封边垫条的长玻板加厚，使得玻板不宜破碎

订货信息：

货号	描述
1658000	4-gel vertical electrophoresis system, 0.75 mm gel thickness, includes companion module, 2 casting stands, 10-well combs, 5 sets of glass plates
1658001	4-gel vertical electrophoresis system, 1.0 mm gel thickness, includes companion module, 2 casting stands, 10-well combs, 5 sets of glass plates
1658002	2-gel vertical electrophoresis system, 0.75 mm gel thickness, includes casting stand, 2 casting frames, 10-well glass plates
1658003	2-gel vertical electrophoresis system, 1.0 mm gel thickness, includes casting stand, 2 casting frames, 10-well glass plates

bio-rad电泳仪-伯乐电泳槽1658001由北京赛百奥科技有限公司现货供应并提供技术支持，欢迎咨询

更多伯乐及生命科学实验室产品请登录：www.cbio21.com查询