

美国伯乐Bio-rad半干转印槽转膜仪

产品名称	美国伯乐Bio-rad半干转印槽转膜仪
公司名称	北京赛百奥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:BIO-RAD 型号:170-3940
公司地址	北京市海淀区亮甲店130号华玉大厦505
联系电话	010-51282213 13601128645

产品详情

美国伯乐Bio-rad半干转印槽转膜仪 Trans-Blot SD 半干转印槽

【介绍】

美国伯乐Bio-rad半干转印槽转膜仪 无需缓冲液槽或转印夹就能实现快速、有效、经济的转印。Trans-Blot SD 半干转印槽的特点包括：

15 – 60 分钟内完成快速、高效的转印

需要的缓冲液量少；缓冲液只限于凝胶三明治的滤纸上

能转移多块凝胶；凝胶可并排或叠放，凝胶 三明治用透析膜分隔开

简单的闭锁设计，方便快速装配

板式电极含有涂有铂金的钛正极和不锈钢负极，能提供均匀可靠的转印，且经久耐用

阳极平台装有4个弹簧，能使平台容纳不同厚度的叠置凝胶，并在转印过程中对转印三明治产生均一压力

独特的琼脂糖凝胶支持框能从琼脂糖凝胶上转印DNA 和 RNA

无需其他半干转印仪用于防止电极短路的塑料板

提起安全盖时，电流被切断，能防止电击，保护使用者

除了Western 转印杂交，Trans-Blot SD 转印槽也能运用独特的琼脂糖凝胶半干转印支持框架转印 DNA 和 RNA。框架能保护易碎的琼脂糖凝胶免受电极压力。Southern 和 Northern 印迹膜能在10 – 35 分钟内完成转印。

【技术指标】

最大凝胶尺寸(W x L)	24 x 16 cm
缓冲液要求	200 ml
凝胶容量	<3 块PROTEAN II 凝胶三明治*3 块Criterion 凝胶4 块Mini-PROTEAN 3 凝胶4 块Ready Gel 预制胶
推荐电源	PowerPac HC 电源
体积(W x L x H)	37 x 24 x 11 cm

* 每个凝胶三明治间夹有透析膜。

【美国伯乐Bio-rad半干转印槽转膜仪 订货信息】

目录 #	描述
Trans-Blot SD Cell and Systems 170-3940	Trans-Blot SD Semi-Dry Electrophoretic Transfer Cell, includes T Trans-Blot SD agarose gel support frame, extra thick blot paper 7 x 13.5 cm (60 sheets), 14 x 16 cm (30 sheets), 18 x 18.5 cm (30 sheet

美国伯乐Bio-rad半干转印槽转膜仪

由北京赛百奥科技有限公司现货供应并提供技术支持，欢迎咨询