

# 康奈尔微量元素分析仪 电化学分析法检测

产品名称	康奈尔微量元素分析仪 电化学分析法检测
公司名称	上海康奈尔企业管理有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:康奈尔 型号:BS 产地:上海
公司地址	浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢
联系电话	400-0062615 18953829991

## 产品详情

技术优势：

- 1、方法学（方法原理）：电化学分析法：极谱法、微分电位溶出法（卫生部标准WS/T21-1996）——满足卫生部文件卫医发【2006】10号《血铅临床检验技术规范》的要求、溶出伏安法（美国标准）。
- 2、电路、液路、气路分离设置，各成单元，避免相互干扰。
- 3、自动化：微机控制，自动进试剂，自动搅拌，自动测定，自动排废液，自动清洗，自动定标，自动校正，自动出限限制。一次进样，七项结果，无需手工分样，有效减少误差。
- 4、全自动产品的溶血剂管、血样品储存管、样品孔位测试管，三管合一，有效减少误差。
- 5、质量控制有标准品定标控制，有质控品靶值控制。

产品参数：

- 1、基本检测7项：锌；铁；钙；镁；铜；铅；镉。

全面检测11项：锌；铁；钙；镁；铜；铅；镉；锰；磷；硒；铝。

- 2、样品：真正全血（静脉血或未梢血，用量40ul）直接测定，无需沉降离心去蛋白。血清（400ul）、头发（<0.1g）。

- 3、临床项目的批内精密度（CV）： 5%。

- 4、参加卫生部室间质评考核：全合格。
- 5、准确性：测定值在标准物质靶值要求范围内。
- 6、质控：3S内。
- 7、仪器精密度：RSD 1%（极谱），RSD 5%（溶出）。
- 8、仪器加试剂准确度误差不超过5%，变异系数不超过2%。
- 9、仪器抗先还原能力:5000:1
- 10、仪器分辨率： E 35mV.
- 11、样品携带污染率： 0.5%14、重量：2C 10kg；2H 20kg；2E 30kg。
- 12、可保存检验报告，可保存测定谱线。

[www.cornellwl.com](http://www.cornellwl.com)

[www.murufenxiyi.cn](http://www.murufenxiyi.cn)

[www.wlysjcy.com](http://www.wlysjcy.com)

[www.wlevtv.com](http://www.wlevtv.com)