

检测液体醇基燃料热值的仪器牌子价格

产品名称	检测液体醇基燃料热值的仪器牌子价格
公司名称	鹤壁市山城区英特仪器仪表厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:鹤壁英特仪器 型号:YTYP-9A 包装:木箱
公司地址	鹤壁市山城区长风路元泉村
联系电话	86-03922700039 13839234904

产品详情

检测液体醇基燃料热值的仪器牌子价格最新实验

国内专业著名厂家【鹤壁市英特仪器仪表厂】热线详询：138 3923 4904 技术专线：0392-2700039 多款检测醇基燃料热值的设备，醇类产品热值测定仪，检测烧火油大卡机器，锅炉油燃烧热值检测仪，甲醇热值检测仪器，测试油品大卡的设备，柴油热卡化验机，化验重油热值的仪器，煤焦油大卡化验设备，测试轻油轻油热量的设备，自动注水，自动搅拌，自动打印，真正做到全自动化。

1.使用前的准备

开始检查：在运输过程中可能受到损伤，是否缺件。

2.安装调试

应安装在无强烈空气对流、不受阳光直射、将主机平放在试验台上，按下图连接电源线，并将外壳妥善地（防止干扰和触电事故）

3.向外筒水套中注满蒸馏水，直到溢水孔溢水。

4.在燃烧皿中精确称取分析度样

5.串点火丝与棉线

6.在弹杯中加入10毫升蒸馏水

检测液体醇基燃料热值的仪器牌子价格最新实验构造与原理

1.热值检测仪内筒用紫铜、黄铜或不锈钢制成，断面可为圆形、菱形或其他适当形状。筒内装水2000~3000mL以能浸没氧弹(进、出气阀和电极除外)为准。

2.内筒外面应电镀抛光，以减少与外筒间的辐射作用。外筒为金属制成的双壁容器，并有上盖。外壁为圆形，内壁形状则依内筒的形状而定，原则上要保持两者之间有10~12mm的间距，

3.外筒底部有绝缘支架，以便放置内筒。恒温式外筒：恒温式热量计配置恒温式外筒。盛满水的外筒的热容量应不小于热量计热容量的5倍，以便保持试验过程中外筒温度基本恒定。

4.外筒外面可加绝缘保护层，以减少室温波动的影响。用于外筒的温度计应有0.1K的小分度值。绝热式外筒：绝热式热量计配置绝热式外筒，

检测液体醇基燃料热值的仪器牌子价格最新实验技术参数：

温度测量范围：0 ~65

温度测量分辨率：0.0001

样品量:0.5g~1.5g

电源:AC220V ± 10%，50HZ

热容量（水当量）：约10500JK（合2500calK）

内桶装水量：约2100ml

外套筒装水量：约20L

测温系统：

设内筒（探头在上盖）和外套筒（探头采用法兰安装在套筒外壁上）两路，对应屏幕显示T和t_j。

热容量重复性：优于0.1 %