

# 新一代水光针注射仪水光美容仪拿货厂家SG01型

产品名称	新一代水光针注射仪水光美容仪拿货厂家SG01型
公司名称	武汉华睿创鑫科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武昌区中南一路三号嘉园大厦2幢22层A号
联系电话	18696125870

## 产品详情

超负压水光注射仪 无痛水光注射仪 水光针注射仪，水光玻尿酸注射仪  
水光注射仪副作用，韩国进口水光注射仪 微整形水光注射仪 川渝水光针注射仪产品描述

水光注射是什么？

水光注射是利用透明质酸直接对皮肤进行注射，透明质酸注入后能瞬间补充注射部位200~300倍的水分，真正解决真皮层缺少水分的问题，抚平皮肤皱纹，使皮肤呈现水润柔嫩与光泽透亮。由于见效快，效果保持长，在韩国流行后迅速流传到全球，被戏称为明星上镜前的“秘密武器”。

水光注射仪器采用声控负压技术，可以准确无误的在真皮层1.28mm深度下补充进肌肤所需营养物，它的原理是在微针进入前利用声压机将皮肤稍微地提起，使得皮肤维持紧实后针头进入到准确的深度用多针来注入营养物（如玻尿酸和胶原蛋白）。

注入量的调节是在装备的后面OLED画面上便可简单的按键调节。另外，微针在出来前就已经放开了注射器的压力，因此不会带来营养物的损耗。

透明质酸(Hyaluronic Acid)本身是一种构体的天然物质，所以对人体没有副作用和排斥反应。透明质酸对皮肤保湿有重要作用，同20~30岁的肌肤相比，30~40岁时人体透明质酸的含量是75%，40岁以上只有60%，皮肤老化过程中人体会减少透明质酸，且皮肤弹力下降，产生细纹。这时注入透明质酸可以提升水分保持能力，使皮肤滋润透亮。

微整形水光注射仪优势

水光注射仪是药品导入的金标准;

适用于多种外源性和内源性液体的注射

水光注射仪采用最多5针头同时注射技术，提高了注射的效率的同时增加了治疗的速度;

注射的深度、注射的剂量、注射的速度、吸附的强度均可调

水光注射仪采用精准的软件操作系统保障了注射的深度（皮肤层次）和注射的剂量；

药物或血液防回流设计确保注射剂在靶部位的目标量

水光注射作用1、有效改善脸部、颈部、手部的皱纹

2、收缩毛孔，增加弹力，紧致皮肤

3、刺激较小有效改善鱼尾纹、法令纹等敏感部位

4、充分补充水分，使皮肤水润柔嫩、有光泽

水光注射周期水光注射进入真皮层后，与细胞发生水合作用，促进血液微循环，以及皮肤对营养物质的吸收，其自身也会不断地被稀释和吸收，因此，水光注射所能维持的时间是有限的。一般来说，肤质干燥、疏于保养的人可以维持的时间较短，约3个月左右，且水光注射所维持的时间与接受注射的次数相关。第一次注射后维持的时间较短，约维持1-2个月左右。连续进行三次水光注射后，效果可以维持1年左右，但根据个人体质，肤质，生活习惯维持时间也会有所差异。

治疗过程微整形水光注射仪治疗前去除皮肤上的废物和化妆品。：涂抹麻膏，准备治疗。：在治疗部分，注入进去适量的YVOIRE hydro。：使注入进去的透明质酸更好的吸收，提高治疗效果。

那么水光注射的注意事项有哪些呢？1)水光注射后在施术部位约1%的红斑或者浮肿，淤青部分的会出现，普通一两天后就会消失，万一以上情况持续3天以上的话，请联系医院进行复查。2)水光注射当天最好不要进行其他的治疗，如果有其他治疗同时要进行的得事先告诉院长。3)水光注射后当天晚上可用水轻洗。4)水光注射施术后，桑拿，运动等诱发热发的运动最好回避。5)如果患者是糖尿患者的话最好在施术3周内避免上述的运动。6)水光注射后可稍加化妆，可是最好是非常清淡的化妆，施术3天后可与平时一样进行化妆。7)水光注射后避免吸烟喝酒，那样会给施术带来不好结果。8)水光注射后，洗脸时用手稍稍拍打去除脸部水分。9)水光注射后的水分摄取很重要，一天2升水的摄取量。

Q:微整形水光注射手术所需要多久时间？A:先要洗脸之后涂抹麻醉膏30~40分钟之后，进行水光注射只需要10分钟，然后敷一片起镇定效果的面膜，最短1小时，最长1小时半就会结束；Q:水光注射会很疼吗？A：因为是注射或多或少都会有种刺痛的感觉。像脸部以及眼睛等敏感的地方会有些疼痛感，但还是和个人体质有很大的差异，不管怎样还是能够接受的疼痛感；Q:手术后会有浮肿或淤青的情况吗？A:浮肿和淤青也是按个人体质的情况，会有些许的差异，但最终1周之内会完全没有的，这点可以不用太担心！Q:需要几次的注射？A:一般情况会建议进行3次的注射，1年之内最少3次，最多6次；Q:可以维持多长时间呢？A:效果会在1周之后产生，一般的水光注射可以维持3个月左右，添加肉毒素和PRP的水光注射可以维持6个月~1年的时间；