

# 那艾拍打式无菌均质器,微生物用均质器厂家价格

产品名称	那艾拍打式无菌均质器,微生物用均质器厂家价格
公司名称	望江嘉嘉赢电子产品有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:那艾仪器 型号:NAI-JZQ1 产地:上海
公司地址	望江县华阳镇雷池大道棉花大市场C1楼2区段AC3幢1单元1楼101、102室
联系电话	0556-5601030 18900560103

## 产品详情

望江嘉嘉赢精密实验仪器设备[上仪器网]网站 全国送货厂家直销! 品质保证!网站:www.nai17.com  
电话:021-5161-9676 手机:138-1708-1849企业QQ:28802-63190 客服QQ:5935-86493[支持仪器批发,同行勿加] 实验仪器非电子产品,使用效率和售后服务最重要。我们同品质比价格,同价格比效率,同效率比售后。设备仪器属于精密设备 客户订单录档案 免费1年质量保质,任何问题提供配件保养维护望江嘉嘉赢精密专注以实验仪器设计、研发,生产,销售为核心的仪器企业,目前热卖销售有集菌仪,无菌均质器,固相萃取仪,氮吹仪,脂肪测定仪,干式恒温器,消化炉,光化学反应仪,实验室微波炉等等。

产品说明 Product description <http://www.biomart.cn/infosupply/35717542.htm>

拍打式灭菌均质器NAI-JZQ1广泛应用于食品微生物分析;动物组织、生物样品、化妆品的均质处理;肉、鱼、蔬菜、水果、饼干;药品的微生物分析等。固体样品中提取细菌的过程变得操作简单,只需将样品和稀释液加入到无菌的样品袋中,然后将样品袋放入拍打式均质器中即可完成样品的处理。减少了样品的处理和准备时间,处理后的样品溶液可以直接进行取样和分析,没有样品的变化和交叉污染的危险。

应用范围 Application range

应用于食品微生物分析;动物组织、生物样品、化妆品的均质处理;肉、鱼、蔬菜、水果、饼干;药品的微生物分析等

主要特征 Principal character <http://www.classic023.com/newsview-2689014.html>

- 1、大屏幕液晶显示，自动显示次数，设定预定时间和运行时间；
- 2、可调整的均质时间和均质速度 调整前后距离，使厚/薄样品的处理达到非常好的均质效果。
- 3、可储存五组工作程序。无菌一次性滤袋，保证卫生和安全。
- 4、全开启式门,玻璃透明窗口易于观察。样品与均质仪无接触，内腔采用316全不锈钢系统,不需进行系统清洗。
- 5、无菌均质器柔和、样品无污染、无损伤、不升温、不需要灭菌处理，不需洗刷器皿。
- 6、通过LCD确认运行状态、速度、时间的功能。
- 7、为操作者的安全着想，设计有自动停止开关装置，以防止操作失误夹伤手指。
- 8、渐进式均质，卓越的细胞保护功能。内有废液槽以防止样品袋泄漏。
- 9、具有停电数据恢复记忆功能。拍打式均质器粉碎完成后，自动发出蜂鸣声提示。

技术参数 Technical parameter

- 1、型号：NAI-JZQ1
- 2、容积：3~400ml
- 3、储存工作程序数：5组
- 4、定时范围：0~99.99分钟或连续运行（可同时设置5组定时设定值）
- 5、拍打速度：3~13次挤压/秒（可同时设置5组速度设定值）
- 6、高温保护：温度升至80℃终止运转，进口电机，工作噪音小于55分贝
- 7、拍击间距：0~50mm可调
- 8、无菌均质袋：30×17cm
- 9、均质袋数量：50只（赠送）
- 10、样品架隔断：5段（选配）
- 11、使用环境温度：0~45℃
- 12、电源要求：220V/50Hz
- 13、整机功率：180W

14、整机重量：22Kg

15、外形尺寸：380 × 220 × 310mm