

那艾无菌检测过滤专用,全封闭集菌培养器厂家价格

产品名称	那艾无菌检测过滤专用,全封闭集菌培养器厂家价格
公司名称	望江嘉嘉赢电子产品有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:那艾仪器 型号:APY330 产地:上海
公司地址	望江县华阳镇雷池大道棉花大市场C1楼2区段AC3幢1单元1楼101、102室
联系电话	0556-5601030 18900560103

产品详情

望江嘉嘉赢精密实验仪器设备[上仪器网]网站 全国送货厂家直销! 品质保证!网站:www.nai17.com
电话:021-5161-9676 手机:138-1708-1849企业QQ:28802-63190 客服QQ:5935-86493[支持仪器批发,同行勿加] 实验仪器非电子产品,使用效率和售后服务最重要。我们同品质比价格,同价格比效率,同效率比售后。设备仪器属于精密设备 客户订单录档案 免费1年质量保质,任何问题提供配件保养维护望江嘉嘉赢精密专注以实验仪器设计、研发,生产,销售为核心的仪器企业,目前热卖销售有集菌仪,无菌均质器,固相萃取仪,氮吹仪,脂肪测定仪,干式恒温器,消化炉,光化学反应仪,实验室微波炉等等。

一次性全封闭集菌培养器为集菌仪无菌检查使用配件耗材

无菌检测是无菌产品放行前极为重要的一步。假阳性、假阴性的实验结果以及实验设备故障和人为差错都会对客户带来时间和金钱上的重大损失并直接影响到产品的实验室效果。那艾系列集菌仪和集菌培养器组合成的无菌检测装置提供了完美的解决方案。通过集菌仪的蠕动泵将不同包装形式的供试品安全、均匀的转移到集菌培养器中,使无菌检测结果更具一致性和可靠性。

产品说明 Product description

一次性使用全封闭集菌培养器,由护帽、空气过滤器、连接器、筒体、滤膜、底座、出液口、并联导管组成。经过四十多道工序精心制造,每道工序严格检验,产品100%通过完整性检测,按ISO9001质量体系认证的要求,实现了质量追溯与质量的持续改进。根据检品性状及包装不同,特别选择了多种不同材质,不同结构的微孔滤膜,设计开发了28种集菌培养器,基本满足各类检品无菌检查的需要。

应用范围 Applied range

1.注射用无菌制剂（大输液、保养液、生物制品、粉剂、乳剂等）的无菌检查。2.抗生素类及含有抑菌成分药品的无菌检查。3.灭菌医疗器械（注射器、输液器、输血器、静脉导管等）的无菌检查。4.供临床体液细菌检查，药品、生物制品的无菌检查时集。

主要特征 Principal character

- 1 引进欧洲CE标准环氧乙烷灭菌器，专业进行灭菌,符合2010版《中国药典》中辐射灭菌法要求。
- 2 超音波焊接工艺，焊接平整牢固，达到密闭性能。
- 3 特种材料复合制造的高弹性泵管，张力持久，耐磨抗压，能保证检验量过滤顺利完成。
- 4 采用美国进口医用透析包装，确保产品无菌性能，能快速解析环氧乙烷，降低环氧乙烷残留。
- 5 透明复合包装，减少包装废弃物，体现环保理念。

型号选择 Model selection

【一次性使用全封闭集菌培养器型号、用途对照表】

型 号	适用检品类型	特 点
NAI-PY110NAI-PY220NAI-PY330	瓶装大容量注射剂	采用侧孔双芯针头，一座双针设计，频繁插拔换瓶不堵塞，连续操作更方便
NAI-DGB220NAI-DGB330	玻璃瓶装粉剂	增加一个溶解针头，巧妙解决全封闭溶解方案，并实现溶解、过滤一次完成
NAI-SDY220NAI-SDY330	软塑料袋装药液	配有大口径斜孔针头防止针管堵塞，确保全量过滤
NAI-APY220NAI-APY330	安瓿装药液	加长型取样针，无需样品转移，快速转移检品
NAI-DGA220NAI-DGA330	安瓿装可溶性粉剂	可控式溶解过滤单针一体化设计，将外源性污染的可能降到低限度
NAI-YLQ220NAI-YLQ330	医疗器材（输液器、输血器、透析管、静脉导管等）	配有专用接口，连接各种待检器材，保证全封闭过滤检测
NAI-KSF110NAI-KSF220NAI-KSF330	抗生素药液	采用加长型软管，可配合HTY-K型振荡仪使用
NAI-KAPY220	安瓿装抗生素药液	可将样品转移、过滤一体化操作，免去其它转移操作
NAI-KAPY330		
NAI-NKF220	瓶装强抑菌性与难溶性粉剂	三针座设计，可将溶解、稀释、再溶解、过滤、冲洗一体化操作，可降低药物浓度，减少抑菌成分的吸附
NAI-NKF330		
NAI-KDGB220NAI-KDGB330	瓶装抗生素粉剂	双针座设计，可将溶解、稀释、过

NAI-PRJ220	瓶装乳剂（油性供试品）	滤、冲洗一体化操作，免去其它转移操作 选用疏水性滤膜、确保乳剂类供试品顺畅、全量过滤
NAI-PRJ330		
NAI-CN220NAI-CN330	粘稠性药液(生物制品)	选用加强型专用微孔滤膜，更可靠、更快速
NAI-DCN220NAI-DCN330	冻干粉针(生物制品)	溶解、转移操作选用加强型专用微孔滤膜，更可靠、更快速

一次性集菌培养器|集菌仪过滤器|一次性集菌培养器|无菌检测过滤专用|一次性细菌过滤器|全封闭集菌培养器厂家价格