

淇滨化验生物颗粒热值仪—检测树皮颗粒热值的仪器

产品名称	淇滨化验生物颗粒热值仪—检测树皮颗粒热值的仪器
公司名称	鹤壁市山城区英特仪器仪表厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:英特仪器全自动生物质热仪 型号:ZDHW-20000W 重量:45
公司地址	鹤壁市山城区长风路元泉村
联系电话	86-03922700039 13839234904

产品详情

淇滨化验生物颗粒热值仪—检测树皮颗粒热值的仪器

国内优选品牌推荐《鹤壁市英特仪器仪表厂》价格详询：138.3923.4904 技术热线：0392-2700039 专业制造各种锯末颗粒大卡检测仪器，松木颗粒热值检测仪，生物质颗粒热值检测仪，化验木屑颗粒热量仪，全自动生物质燃料量热仪，测量秸秆稻壳大卡设备，木材实木压块颗粒热值检测设备，测量三剩物生物质燃料热值的机器，化验生物质燃料大卡数的仪器，生物质燃料热卡数检测机，严格的管理，精细的制造，以更新，更高，更好的标准向用户提供质优价廉的仪器设备。

可以检测各种生物质成型燃料、生物质颗粒、生物质压块、树枝、树叶、树皮、各种木糠、木粉、棕榈壳、秸秆等生物质材料。

淇滨化验生物颗粒热值仪—检测树皮颗粒热值的仪器木屑锯末颗粒热值化验设备非常适用于测定固体生物质燃料、木材、锯末、木屑、木煤、松木杉木、树根、竹焦板、木材加工废料、杂草灌柴、果树剪枝枝条、山林抚育剩余物、枝桠柴和农作物秸秆、林业“三剩物”、农作物秸秆、玉米秸秆、玉米芯、棉秆、稻草以及生物质圆柱型成型料等固体可燃物的发热量。

检测木屑秸秆颗粒热值热量化验设备采用自动升降氧弹、自动调整内外筒温度，减小冷却校正系数，使测量结果更准确。

淇滨化验生物颗粒热值仪—检测树皮颗粒热值的仪器指标及参数

测温范围：0~40

温度分辨率：0.0001K

精密度：0.1%

单样测试时间：15min左右

热容量：约10450J/K

外水桶容量：约40L

内水桶容量：约2.1L

电源电压：AC220V (± 10%)、50Hz

主箱尺寸 (mm) : 630 × 420 × 450 (台式) 500 × 450 × 850 (立式)

E--热容量k--冷却常数A--综合常数

m--样品重 Q_b --弹筒发热量 Q_{net} --低位发热量

G--包纸重 Q_{gr} --高位发热量 Q_{grd} -高位干基发热量

No--编号Q--苯甲酸热值C--冷却校正

Sb--硫含量Mad--分析基水分Mar--收到基全水分

Had--氢含量 q_1 --包纸热*包纸重 q_2 --点火热

t_0 --初始温度 t_n --最高温度 t_j —外筒温度