

无锡供应Bante930精密pH,ORP,离子计

产品名称	无锡供应Bante930精密pH,ORP,离子计
公司名称	无锡泽钜环保科技有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	pH测量范围:-2.000~20.000pH pH测量精度:±0.002pH 分辨率:0.001, 0.01, 0.1pH, 可选
公司地址	江苏省无锡宜兴市高塍工业集中区
联系电话	0510-87838003 13338753775

产品详情

Bante930精密pH/ORP/离子计

多参数精密离子计，适用于测量液体的pH，氧化还原电位(ORP)及离子浓度值。

pH模式功能特征：

- * 至多5点按键校准，自动识别pH标准缓冲液。
- * 可选pH缓冲液标准(USA, NIST, DIN)及温度单位(°C或°F)。
- * 自动电极斜率显示，提示您是否更换传感器。

ORP模式功能特征：

- * 1点偏移量校准允许用户调节显示值到已知标准。
- * 相对或绝对mV测量模式提供精确的ORP数值。

离子模式功能特征：

- * 2至5点按键校准由低浓度至高浓度。
- * 可选多个离子浓度单位(ppm, mg/L, mol/L) 满足不同的测量需求。

* 直读离子浓度值，避免繁琐的转换与计算。

通用特征：

* 自动温度补偿在全量程范围内提供精确的测量值。

* 自动校准提醒，提示您定期校准仪表。

* 自动终点锁定，保留稳定的测量值便于浏览或记录数据。

* 帮助信息提示如同一个实时的操作指导简化仪表使用。

* 系统菜单允许用户设置pH缓冲液标准，校准点，显示分辨率，离子浓度单位，测量稳定条件，温度单位，时间与日期以符合个性化的应用需求。

* 一键复位功能即刻恢复仪表至出厂模式。

* 扩展内存至多储存500组测量数据。

* 内置时钟标记储存数据的时间与日期以符合GLP规范。

* USB通讯接口允许发送储存数据至个人电脑。

技术参数：

pH测量范围：-2.000~20.000pH

pH测量精度：±0.002pH

分辨率：0.001，0.01，0.1pH，可选

pH校准点：1~5点

使用校准液：USA (pH1.68/4.01/7.00/10.01/12.45)，NIST (pH1.68/4.01/6.86/9.18/12.45)，DIN (pH1.09/4.65/6.79/9.23/12.75)

离子浓度测量范围：0.001~19999ppm，mg/L，mol/L(实际量程由离子选择性电极的测量范围为准)

离子浓度测量精度：±0.5% F.S (一价离子)，±1% F.S (二价离子)

离子校准点：2~5点

使用校准液：0.001，0.01，0.1，1，10，100，1000，10000ppm，mol/L，mg/L

mV测量范围：-1999.9~1999.9mV

mV测量精度：±0.2mV

分辨率：0.1，1mV，可选

温度测量范围：0~105 ° C , 32~221 ° F

温度测量精度：±0.5 ° C , ±0.9 ° F

温度校准：手动

温度补偿范围：0~100 ° C , 32~212 ° F , 自动或手动

关机模式：手动或自动 (无按键操作后10 , 20 , 30分钟)

数据锁定功能：手动或自动终点锁定

数据稳定条件：高精度或快速

校准提醒：0~30天

一键复位功能：包含

数据储存：500组

通讯输出：USB标准

连接器：BNC

显示器：定制液晶显示器(130 × 110mm)

电源类型：DC5V电源适配器

外形尺寸：210(L) × 188(W) × 60(H)mm

仪器重量：1.2kg

订购号及附件：

订购号：Bante930-UK

* P11型玻璃pH电极 (英国制造)

* TP-10K温度探棒

* pH标准缓冲试剂 (pH4.01/7.00/10.01)

* USB电缆

* 电源适配器

订购号：Bante930-CN

* E65-1-BNC型玻璃pH电极

* TP-10K温度探棒

* pH标准缓冲试剂 (pH4.01/7.00/10.01)

* USB电缆

* 电源适配器