

# NAI微生物限度仪原理,智能微生物限度仪厂家

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | NAI微生物限度仪原理,智能微生物限度仪厂家                 |
| 公司名称 | 望江嘉嘉赢电子产品有限公司                          |
| 价格   | 100.00/台                               |
| 规格参数 | 品牌:那艾仪器<br>型号:NAI-XDY-6A<br>产地:上海      |
| 公司地址 | 望江县华阳镇雷池大道棉花大市场C1楼2区段AC3幢1单元1楼101、102室 |
| 联系电话 | 0556-5601030 18900560103               |

## 产品详情

望江嘉嘉赢精密实验仪器设备[上仪器网]网站 全国送货厂家直销! 品质保证!

网站:www.nai17.com 电话:021-5161-9676 电话 : 138-1708-1849 QQ : 28802-63190企业QQ:28802-63199 客服QQ:5935-86493[支持仪器批发,同行勿加] 实验仪器非电子产品,使用效率和售后服务\*重要。我们同品质比价格,同价格比效率,同效率比售后。设备仪器属于精密设备 客户订单录档案 免费3年质量保质,任何问题提供配件保养维护上海那艾精密专注以实验仪器设计、研发,生产,销售为核心的仪器企业,目前热卖销售有集菌仪,无菌均质器,固相萃取仪,氮吹仪,脂肪测定仪,干式恒温器,消化炉,光化学反应仪,实验室微波炉等等。

产品说明 Product description <http://www.cn5135.com/qiyemingpian/zuotian/>

智能微生物限度检测仪NAI-XDY-6A采用6位一体化开放式薄膜过滤方法,内置德国进口品牌的隔膜液泵直接抽滤,达到细菌截留的目的,并配有50mm的微孔滤膜与开放式过滤器,可降低检验成本,并提高检验速度,优势特点:智能微生物限度检测仪是二合一设计,过滤样品时不需要外加真空泵与缓冲瓶,减少实验室器具,提高实验室的洁净度;一个样品多种微生物截留可以同时进行,并可以多个样品同时进行,可以节约大量时间。智能微生物限度检测仪NAI-XDY-6A是基础版NAI-XDY-6p升级版,最大的区别在于智能数显操作,自带采用德国进口品牌的隔膜液泵,不需要抽滤瓶,液体直接通过隔膜泵排除

，减少了抽滤瓶使用上的繁琐，避免了连接不好造成抽滤速度慢，不占用操作空间。 【实验原理】：将供试品注入微生物限度培养器内，通过检验仪通过隔膜泵，实验液体在直接通过隔膜泵排除，将供试品中微生物截留在滤膜上，用取膜器取出滤膜，转移至配置好的固体培养基上，菌面朝上，平贴。盖上盖子形成封闭的培养盒，置于相应的恒温培养箱内培养并计数。智能微生物限度检测仪避免了连接不好造成抽滤速度慢，不占用操作空间。

应用范围 Application range [http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_b5e418950102x2cx.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_b5e418950102x2cx.html)

制药：纯化水、注射用水、眼用制剂、原料药、胶囊、生物制品、片剂、口服制剂

食品：纯净水、矿泉水、饮料

化工：各种需测试微生物水样

化妆品：各种用水及产品

控疾：江、河、湖、海、水

主要特征 Principal character

- 1、内置德国进口隔膜泵，质量保证，效率更高；
- 2、无需抽滤瓶，直接排液，操作简单、方便；
- 3、微生物限度仪小巧的机身，减少对操作台面积的占用；
- 4、智能液晶屏显示，薄膜按键控制，操作简单直观；
- 5、6联过滤头设计，可同时抽滤，提高工作效率；
- 6、过滤头可快速拆装，操作简单快捷；
- 7、集成取膜器，取膜便捷，降低取膜过程中滤膜破损的风险。
- 8、可选配一次性滤头和重复使用滤头；
- 9、可选配100ML、250ML两种规格滤杯，满足不同需求。
- 10、过滤头可以火焰快速灭菌，方便连续实验操作。

技术参数 Technical parameter

- 1、工作类型：连续工作
- 2、滤头数量：6个

- 3、单个滤器流量：> 100ml/min ( 50mm 0.45  $\mu$  m 混纤膜 亲水 )
- 4、真空度：100kpa
- 5、电源：220V/50HZ
- 6、功率：100W
- 7、材料：L304不锈钢
- 8、重量：11.6kg