

便携式兽用B超机

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 便携式兽用B超机 |
| 公司名称 | 郑州恒锦莱科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 扫描方式:电子凸阵（微凸）、电子线阵 显示模式:B、B+B、B+M、M、4B 图像灰阶:256级 |
| 公司地址 | 郑州市金水区文博东路东、东风路南11幢28层2803号 |
| 联系电话 | 15937117016 |

产品详情

便携式兽用B超机，兽用B超机如何测孕。随着时代的发展，科技的进步，畜牧养殖业也在发生日新月异的变化，传统的养猪场也不再符合当今社会的需求，科技化养猪已成为养殖业的必然趋势，现代化养猪场各方面的设备也越来越高，越来越多猪场感觉到兽用B超的用途，开始考虑购买恒锦莱兽用B超机。

固话（传真同步）：0371-55696921

电话（微信同步）：15937117016

QQ: 1961470981

扫描方式：电子凸阵（微凸）、电子线阵

工作频率：2.0MHz~10 MHz

显示模式：B、B+B、B+M、M、4B

扫描范围：凸阵60°~150°

图像灰阶：256级

扫描线数：512线/帧

帧率：30帧/秒

放大倍数：×1.0、×1.2、×1.5、×2.0

数字扫描变换：512×512×8bits

图像处理：图像进行平滑、滤波、边缘增强、帧相关、线性内插等处理，同时具有伽玛校正、图像上下左右翻转、图像黑白转换

显示屏幕：7.5英寸液晶显示器

整机尺寸：216mm×147mm×27mm

整机重量：900g

内存容量：2GB

电池规格：3000mAH/7.4V

图像存储：USB接口外接U盘存储、内置存储器数据传送到PC端

电影回放：64frames

模式选择：B，B+B，B+M，M，4B

TGC：8段可调增益

测量：A) 常规测量：距离，周长，面积，体积（具有多边形逼近法和椭圆近似法二种）

B) 产科测量：牛，马，羊，猫，狗

报告：自动生成报告

电池容量：8.4V/3000mAH

重量：850G（含电池）

端口：视频（输出格式为PAL制式，可依据不同使用地区连接符合标准的视频输入设备），USB2.0，多功能端口

便携式兽用B超机

特点：

- 1、本仪器采用数字声束形成技术，同时对，使图像清晰细腻，分辨率高。
- 2、采用超大规模FPGA，同时使用多通道高性能放大器，多通道集成超声发射技术，电路结构简洁高效，可靠性得到了有效提高。
- 3、采用先进的探头生产技术，多层声匹配，频带宽，灵敏度高。
- 4、采用变频发射技术，使图像在近中远场的分辨率提高。

- 5、丰富的软件功能，更加适应用户需要。
- 6、仪器内置锂离子可充电电池，充满电后电池可以连续工作2个小时以上。
- 7、采用高速CMOS集成电路和低压器件，能耗温升高，可靠性高。
- 8、带有实时时钟，可自动显示日期、时间。
- 9、发射具有多种组合聚焦的选择。
- 10、轻巧，方便。

功能：

- 1、检测怀孕、胎仔数；
- 2、猪、牛、犬、马、猫、山羊、骆驼、绵羊的孕周和预产期、距离、周长、面积、心率、胎重。
- 3、检测猪背膘厚度；
- 4、产科疾病检测（包括子宫内膜炎、子宫蓄脓、卵巢囊肿等）

使用对象：科研单位、规模化养牛场，人工授精站，饲料/兽药经销商及企业等。

配置：

标准配置：R60/3.5MHz凸阵探头(或6.5MHz的直肠探头)

可选配置：R20/5.0MHz微凸探头

3.5MHz的背膘线性探头

随着国内宠物诊疗行业的发展，适用于临床的检查方法也越来越多。设备较全的动物医院，较常见检查方法有血常规、血液生化、尿生化、兽用X光、兽用B超和病理检查，偶见胃肠镜，有些特大型的医院，甚至已经配备了兽用CT。

一般检查方法，包括体温检查、呼吸数测定、脉搏(心跳)数测定和可视粘膜的检查4种。

体温检查犬猫一般均用肛温计(体温计)测定直肠内的温度。犬正常体温为37.0-39.0度，猫正常体温为38.0-39.5度。呼吸数测定便携式兽用B超机

应在动物安静时测定。目测时可能误差较大，一般可用听诊器听诊气管或胸廓，直接听取呼吸次数。健康犬的呼吸数为10-30次/分，健康猫为15-32次/分。