

手术室用液体加温柜

产品名称	手术室用液体加温柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 发货方式:物流(现货,1~3日内发货) 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室 福意联总部
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

手术室液体加温柜根据医用临床需,对液体加温的特殊要求,使液体温度达到恒定,不仅解决了临床诸多需加温使用的问题,更加避免了原有加温器对液体加温造成气泡问题,是临床液体加温的功能型产品。用于解决手术及注射等需要使用的液体加温和恒温保存,如:生理盐水加温、冲洗液、B超液加温,腹透液,甘露醇加温等。为防止在输液和手术过程中涉及到各种注入的液体温度过低,引起患者体温降低,加大手术的风险性。适用领域:适用于手术室、ICU、神经内科、门诊、卫生等。

手术室液体加温柜技术参数:

型号:FYL-YS-280L

外型尺寸:595×570×1445mm

内部尺寸:520×440×1230mm

额定频率:50Hz

噪 音:44dB(a)

功 率:160W

电 压:220V

温度范围:2-48 每一度恒温调节

恒温系统：制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角

循环方式：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀

加热方式：PTC陶瓷加热器

制冷方式：全封闭压缩机制冷（无氟制冷剂）

冷却器：采用特别优化的制冷系统，合理的蒸发冷凝系统设计，性能稳定

安全性：具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能。

人性化：宽电压带，自动化霜功能，适合高温高湿地区。

外箱材料：箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

内箱材料：医用材质（不同型号内部材质有区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好

箱门密封：精制密封条（，）

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高

配置：1：设备一台,2，层架5个,3，说明书一本,4，保修卡一本,5，安全锁，钥匙一套

手术室用液体加温柜由福意联生产。

本公司销售的恒温、冷藏产品主要面向甲等等一些大型的和科研。全体员工的努力，公司现在已拥有广泛的用户及合作伙伴。公司总部在北京，在北京等均有办事及销售和人员队伍，由工程师，工程师组成的技术人员团队可安装、调试、销售的各种设备并及时排除设备的各种故障。

手术室用液体加温柜价格咨询

-----不同温度段产品性能有不同，了解详情可来电咨询福意
联咨询热线：13910804759 商务员：何经理 福意联联系QQ：1182335189 产品三包，整机质保一年，压缩机
三年，终身维护！-----

手术室用液体加温柜技术参数

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

未来，北京福意联有限公司（Beijing Electric Applian Co., Ltd.）将更注重发展科技的产品线、提高客户服务品质、培养人才队伍、提供较好客户体验。我们秉承以客户需求为核心、以为导向，为用户提供医疗及实验室整体解决方案的经营理念，以含量的产品推进行业发展，以高质量的产品和服务为客户创造价值，以感恩的姿态回报社会

福意联以“以德敬人、以诚立人”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：一、产品配发检验合格和适量使用说明书，以确保用户能正确安装使用我公司产品。二、我公司保出厂的产品均按有关生产和检验，不合格的产品决不出厂。保严格履行、兑现产品三包，严格执行工业产品有关规定，对出厂产品自发货日起的12个月内或产品安装12个以内（以先到者为限），若买方能够实产品是符合本公司建议的方法正确安装与使用；能够实产品本身确有设计、材料或加工缺陷，并向本公司提出书面申请，本公司将负现缺陷产品免费召回。三、用户对我公司产品提出质量异议，公司保在接到用户提出异议后24小时内作出处理意见。若需现场解决的，保派出技术服务人员，并做到质量问题不解决服务人员不撤离。对每件用户反馈的产品质量问题及处理结果我公司将予以存档。四、在任何情形下，本公司均不承担因缺陷产品，更换而导致的劳务、材料、设备、工程或其他相关的连带费用。本公司此项产品承诺可以代替其他明示或暗示形式产品质量担保，并且可视为买方的赔偿和卖方的责任。

福意联营销人员行为准则

不以物小而不为、不以物大而不可为。正直、谦虚、开朗、热情、敬业

手术室用液体加温柜的价格使用方法:

- 1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。
- 2、根据箱体大小放入相应的液体的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体包装完好不破损。
- 3、放入后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。
- 4、根据液体的使用量和液体的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

-