

实验室标准物质存放柜

产品名称	实验室标准物质存放柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 发货方式:物流(现货,1~3日内发货) 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室 福意联总部
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

北京福意联(FU.YI.LIAN)电器有限公司以的手术室加温器产品质量和的,赢得了广阔的市场,使我们的手术室加温器产品得到了用户的广泛认可和青睐,先后与科研、企业、医务等,及其它行业企业建立了的合作关系,部分手术室加温器产品配套出口到欧美海外地区。公司还拥有一支战斗力强,应变灵活的销售服务队伍。公司市场前景广阔,发展态势良好。

实验室物质存放柜由福意联生产。

我们福意联(FU.YI.LIAN)主要从事医疗、实验室和设备的研发及销售,致力于为医疗单位、广大高校、科研院和企事业单位提供的设备和完善的技术服务,满足、实验室、工业、农业等生物科技实验需求。福意联(FU.YI.LIAN)9001:2008质量管理,14001:2004环境管理,

实验室物质存放柜价格咨询

-----不同温度段产品性能有不同,了解详情可来电咨询福意联咨询热线:13910804759商务员:何经理福意联联系QQ:1182335189产品三包,整机质保一年,压缩机三年,终身维护!-----

实验室物质存放柜技术参数

型号：FYL-YS-50LK 单门双锁，温度：4～38 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 单门双锁，温度：4～38 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 单门双锁，温度：4～38 外型尺寸：540×550×840mm

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2～48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2～48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2～48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2～48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2～48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0～100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0～100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0～100 外型尺寸：595×675×1795mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2～48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2～48 外型尺寸：1267×678×2105mm

北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）是一家生产、实验室物质存放柜, 实验室物质存放柜, 实验室物质存放柜销售医用恒温、加温、冷藏、冷冻、干燥、冷链运输等储存或冷链运输设备。目前我们销售的产品包括医用恒温箱（hengwenxiang）（柜）、医用加温箱（柜）、医用冷藏箱（柜）、（柜）、医用干燥柜、低温冰箱（柜）、车载冰箱（柜）、冷链运输箱（柜）等涉及全温区系列恒温冷藏设备，福意联（FU.YI.LIAN）厂家具有，有产品强制等。产品现广泛应用于医疗临床、医学研究、生物、电子、化工、等领域中。

承诺:福意联本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺: 一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。 二、质量保:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置，设备质量符合质量检测，我方提供的设备有相关或行业。 三、包装:我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺安全无损的运抵现场。四、验收:我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

福意联企业宗旨

以德敬人、以诚立人

实验室物质管理办法

1. 本办法拟对物质实施有效的控制与管理，确保其完整性和有效性。
2. 本办法适用于本实验室用物质、基准试剂、样品等的管理。
3. 为确保有效性，在每次有使用需求前，如实验室无符合条件的物质，由使用人提出物质申购需求及申购计划，报分管领导审批后，选择能溯源到SI测量单位或有物质供应商进行。
4. 实验室管理人员对购置物质的有效明、品种、数量、有效期进行验收，验收合格者登记入库，对不合格的物质，采取或索赔措施，严禁不合格物质入库。
5. 有物质均应具有相应，实验室管理人员负责的管理工作。
6. 使用人于实验室领用使用物质，应报分管领导审批，办理领用手续并作好登记。
7. 物质应存放在干燥、清洁的房间或橱柜内，在避光、阴凉，通风良好的环境保存，严防污染。
8. 物质使用前，必须检查其是否在合格或准用有效期内。 9. 调查实验室每年两次对在库物质进行核查，变色、变质、破损或超过有效期的物质按不合格物质处理，停止使用，并办理报废手续。