

全自动煤焦油馏程测定仪（重量法）

产品名称	全自动煤焦油馏程测定仪（重量法）
公司名称	庆阳戴瑞特石油仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:戴瑞特 型号:1122A 产地:庆阳
公司地址	甘肃省庆阳市长庆大道北段
联系电话	86-02986137759 18291859598

产品详情

DRT-1132A全自动煤焦油馏程测定仪（重量法）

一：使用标准：按国家标准GB/T3146苯及苯类产品馏程的测定、GB/T2282焦化轻油类产品馏程的测定、GB/T18255-2000焦化粘油类产品馏程的测定（重量法或者体积法）的标准要求设计制造的

二：技术参数：

1：温度测量范围：0 ~ 400 ± 0.01 ，测温元件：PT100（德国B+B公司原装测温传感器）

2：重量测量范围：0-100 ± 0.1g（采用精密天子天平读数系统），范围2000g

3：蒸馏速率：0 ~ 10g/min根据实验要求任意设定，常规速率4 ~ 5g/min。

4：冷凝管温度范围：室温 ~ 120 ± 1 ；压缩机制冷（德国进口丹佛斯）浴槽内添加防冻液，并带循环系统，恒温均匀，并不以挥发和可燃，长时间不用更换。

5：除水系统：本仪器采用特殊的除水系统，不管煤焦油含水多大，都能来实验，并且回收系统能有效的

回收水含量，保证样品的完整性。（本公司的专利系统）

6; 显示功能: 10 寸彩色液晶触摸显示屏，全中文操作界面，体积和温度数值参数可任意设定，实验过程显示温度体积曲线图，并且记录各设定点的数值，同时，具备权限管理功能，有效避免非专业人员对本测定仪关键参数进行设定。

7：操作系统：WindowsXP操作系统，软件可以升级，戴瑞特操作软件

8：数据采取：仪器带有十组数据输入系统，可以输入你想要的测量数值，温度下的重量，并且可以实现换杯的功能，仪器带有清零系统，换杯后可以清零。

9：误差修正：用户可根据实际情况设定参数，其可快速计算测定结果与误差，若测定结果超差本测定仪将自动进行重新测定，标定必须用标准油样来进行标定后修正误差。本仪器程序编辑了可以输入不同化工产品气压修正数值，打印结果有实际温度值和标准气压换算值。

10：数据采集：仪器自动保存上千条结果，自带20列点阵微型热敏打印机，其打印更安静、快速、清晰。实验结果可以自动打印。

11：修正功能：可对大气压、蒸气温度、传感器、重量进行校正。

12：接口输出：USB/232 通讯接口与上位机通讯，便于组成集中管理系统,本机可以连接LIMS系统，也可以用电脑和触摸屏切换控制仪器操作，（加电脑另外收费）。

13：电压与功率：AC220V \pm 10%，50Hz，功率：1200W，必须有良好的的接地线，使用环境10 ~ 30，必须有单台面的通风系统，不能受震动和风的干扰。

14：体积及重量：400 \times 430 \times 630（mm）及35kg