

# TL2020 高通量组织细胞研磨破碎仪

产品名称	TL2020 高通量组织细胞研磨破碎仪
公司名称	北京鼎昊源科技有限公司
价格	60000.00/台
规格参数	适配器:2 × 28孔2.0ml , 离心管2 × 12孔5.0ml离心管 振荡速度:振荡速度 ( 100 – 1800 次/分钟 )
公司地址	北京市昌平区北七家镇郑各庄10号院
联系电话	010-81780701 18947969664

## 产品详情

TL2020高通量组织研磨仪,国产首台水平震荡球磨原理的研磨器。

配合独有的冷冻操作配件,让多样品组织核酸提取尤为方便。

同样的研磨效果省时、省力将您从繁杂手工研磨中解脱出来，100多名真实客户好体验。

性能特点：\* 不易导致交叉污染----使用封闭式的样品管。 \* 操作灵活----每次可粉碎1-192个样本，可选择24孔、56孔、96孔适配板，或者50ml、25ml的研磨罐。

\* 振荡速度 ( 100 – 1800 次/分钟 ) 可调，振荡定时1秒-99分钟99秒可调。 \* 配套产品齐全----包括2 × 28孔2.0ml离心管，2 × 12孔5.0ml离心管，2 × 96孔深孔板，50ml及25ml的研磨罐。

参数：

\* 应用：粉碎、混合、均化以及细胞破碎，冷冻研磨

\* 应用领域：农业、生物、化学、塑料、建筑材料、电子、环境、食物、玻璃、陶瓷、医药、矿物冶金

\* 适用样品特征：硬的, 中硬性, 软性的, 脆性的, 弹性的, 含纤维的

\* 粉碎原理：撞击力，摩擦力

\* 最大进样尺寸：8 mm

\* 最终出料粒度：~5  $\mu$ m

\* 研磨平台数：(可接纳研磨罐数) 2

\* 振动频率设置：100 – 1800 次/分钟

\* 典型粉碎时间：2 min

\* 干磨：是

\* 湿磨：是

\* 低温研磨：是

\* 带自动中心定位的紧固装置：是

\* 研磨罐种类：旋盖型研磨罐

\* 研磨套件材料：硬质钢, 特氟龙

\* 研磨罐尺寸：25 ml / 50ml / 5ml / 2ml

\* 粉碎时间设定：数字显示，1秒-99分59秒

\* 驱动：无刷电机

\* 接受功率：150 W

\* 机体尺寸：（宽x高x纵深）300 × 200 × 460mm

\* 净重：26 kg