

优普实验室用超纯水机UPH-II-20T

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 优普实验室用超纯水机UPH-II-20T |
| 公司名称 | 西安优普仪器设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:优普 型号:UPH-II-20T 产地:四川 |
| 公司地址 | 西安市碑林区乐居南路47号秦晋大厦1005室 |
| 联系电话 | 029-82491066 |

产品详情

优普实验室用超纯水机UPH-II-20T

优普实验室用超纯水机UPH-II-20T，采用UP-PLC智能控制系统一键操作，操作简便，性价比高，产出纯水稳定，可直接将城市自来水纯化为符合国标GB-6682-2008实验室级纯水和超纯水。

产品特点：

- 1、RO纯水电导率在线监测/水温在线监测
- 2、UP超纯水电阻率在线监测/水温在线监测
- 3、具定时定量取水设定功能（水箱储水时）
- 4、具UP超纯水系统内循环功能
- 5、具RO反渗透柱自动冲洗功能
- 6、历史数据查询功能
- 7、采用UP-PLC智能控制系统一键操作

优普实验室用超纯水机UPH-II-20T

机型：UPH-II-20T

进水水源：总溶解性固体含量TDS < 200ppm，水压0.1-0.5MPa，水温5-45

制水量：台式：5/10/20升/小时

RO出水水质：进水电导率 × 2%

UP出水水质：电阻率18.2M .cm，微颗粒物 1个/ml，微生物 1cfu/ml，热源 0.001EU/ml，重金属离子 0.1ppb，TOC 20ppb

主机尺寸(mm)：台式(L × W × H)：380 × 490 × 625；

重量(kg)：台式：30-35kg；

适用范围：气相/液相色谱(HPLC)；电泳/凝胶分析；蛋白质/氨基酸分析；动物/植物细胞培养；

水箱配置：台式机型标配15升压力纯净水箱；20升/小时落地式标配40升压力纯净水箱；

40-60升/小时落地式标配70升压力纯净水箱；100升/小时落地式标配100升压力纯净水箱；

优普实验室用超纯水机UPH-II-20T

订货须知

- 1、本产品制水量是指水温25 时的RO膜额定制水量，水温每下降1 。RO膜的产水量约下降3%，当水温低于5 时，RO膜将停止产水，用户选型订购时须考虑到所在地区冬季水温下降的因素；
- 2、源水水质较差（TDS > 200ppm）地区，RO纯水电导率将升至10 μ S/cm,对水质要求较高的用户建议选用UPR+UPHW的组合方案；
- 3、水箱储水时，RO纯水出水流速为1.5~2.0升/分钟，UP超纯水出水流速为1.0~1.5升/分钟。