

呕吐毒素荧光定量快速检测试纸条

产品名称	呕吐毒素荧光定量快速检测试纸条
公司名称	上海飞测生物科技有限公司
价格	1200.00/盒
规格参数	品牌:上海飞测 型号:40T 产品编号:FDON02
公司地址	上海市奉贤区望园路2165弄5号321室
联系电话	400-0532-025 18651603279

产品详情

【呕吐毒素荧光定量快速检测试纸条简介】

呕吐毒素荧光定量快速检测试纸条基于**的荧光定量FPOCT快速检测技术平台，采用荧光纳米微球标记特异性的呕吐毒素单克隆抗体，通过侧向免疫层析作用（Fluorescent Lateral Flow，FLF），可在8 min内快速准确定量的测定出各种简单和复杂样本的呕吐毒素的含量，具有灵敏度高、线性范围广、准确度高、精密度好、样本适用范围广、操作简便快速等优点。

【呕吐毒素荧光定量快速检测试纸条适用范围】 本产品适用于快速定量检测各种粮食谷物（大米、玉米、小麦、大麦、高粱等）及其制品、各类食品中呕吐毒素的残留浓度，样本前处理简单，整个检测过程仅需15分钟左右（前处理7min+检测8 min），适用于各类粮食谷物加工企业、第三方检测机构及各级政府监管部门。**【呕吐毒素荧光定量快速检测试纸条产品性能】**

【呕吐毒素荧光定量快速检测试纸条样品前处理】

- 1、粉碎，称量；
- 2、加样品提取液提取（5min）；
- 3、离心；

【呕吐毒素荧光定量快速检测试纸条检测步骤】

- 1、稀释
- 2、加样，反应（8min）；
- 3、读数，打印检测报告；

【呕吐毒素荧光定量快速检测试纸条结果判断和输出】 定量检测结果将呈现于荧光读数仪液晶显示屏上，同时可按打印键打印获得纸质的检测报告，另外，开通仪器的WIFI数据上传功能后，检测相关数据信息将自动上传至“食品安全溯源管理云平台”，便于溯源及质量管理。