

碳纳米颗粒粒径测定分析仪 生产厂家KWT-N9

产品名称	碳纳米颗粒粒径测定分析仪 生产厂家KWT-N9
公司名称	厦门科王电子有限公司
价格	125000.00/台
规格参数	品牌:科王 型号:KWT-N9 供应商:厦门科王电子有限公司
公司地址	厦门市集美区塘埔路153号
联系电话	0592-6683945 13950051183

产品详情

碳纳米颗粒粒径测定分析仪 生产厂家KWT-N9（碳纳米颗粒粒径分析仪、碳纳米颗粒粒度仪、碳纳米粒径分布仪）是我司采用最优拟合累积反演法和基于V-曲线判断准则的正则化算法反演颗粒粒径及其粒度分布。碳纳米颗粒粒径测定分析仪 生产厂家KWT-N9（碳纳米颗粒粒径分析仪、碳纳米颗粒粒度仪、碳纳米粒径分布仪）具有最优拟合累积分析法和改进正规化算法，可给出平均粒径、多分散系数、粒度分布曲线、粒度分布表等报表。一键式测量，自动优化测量参数。速度快、分辨率高、重复性高及准确性高。是众多行业指定的质量检测和控制的分析仪器。

碳纳米颗粒粒径测定分析仪 生产厂家KWT-N9（碳纳米颗粒粒径分析仪、碳纳米颗粒粒度仪、碳纳米粒径分布仪）

产品参数

参数：KWT-N9

执行标准：GB/T 29022-2012/ISO 22412：2008

测试范围：1-10000nm(与样品有关)

ZETA电位范围：无

分子量范围：无

激光： $\lambda=635\text{nm}$ ，普通半导体激光器

浓度范围：0.1ppm—40%w/v (与样品有关)

探测器：HAMAMATSU光电倍增管（PMT），使用单模保偏光纤

相关器：采样时间100ns-50ms,相关通道1024，最大动态范围1010

散射角：90°

样品池：10mm*10mm，4ml

温度范围：8-60（温度精确到0.1）

数据处理：最优拟合累积分析法和改进正规化算法，可给出平均粒径及粒度分布曲线

软件功能：一键式测量，自动优化测量参数，轻松生成测试报表

输出项目：平均粒径、多分散系数、粒度分布曲线、粒度分布表等

测试速度：<5Min/次

外形尺寸：390mm×255mm×240mm(目前体积最小的纳米粒度仪)

电源：AC100~260V, 50/60Hz, 最大功率80W

使用环境：温度：15~40，湿度20~70%。无冷凝

（我司还提供此款产品的高配定制KWT-N9H，可致电详询）

产品应用

*化学品：聚合物、分散剂、杀虫剂、磨料、陶瓷等

*环境：自来水、废水、絮凝物、膜过滤等

*化妆品：香水、乳霜、乳液等

*石油石化：燃料、原油、沥青添加剂、水泥、冶金等

*颜料：墨水、调色剂、涂料、油漆等

*食品业：牛奶、巧克力、咖啡、啤酒、乳剂等

*制药业：悬浮液、粉末、糖浆、注射液、微胶囊等

联系我们

厦门科王电子有限公司——专业研发纳米激光粒度分析仪

欢迎咨询洽谈：0592-6683945 技术专线：13950051183 朱先生

邮箱：916495799@qq.com QQ：916495799

<http://www.kewdz.cn/a/xuanxingzhitongche/jiguanglidufenxiyi/>

