

# 多功能兔固定架 HL-TGJ

产品名称	多功能兔固定架 HL-TGJ
公司名称	北京合力科创科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京合力科创 型号:HL-TGJ 材质:不锈钢
公司地址	北京市海淀区清河西三旗环岛东200米2号楼3032室
联系电话	18301639891 15652605069

## 产品详情

### 多功能兔固定架

#### HL-TGJ

概述：兔是生理、药理、毒理实验和教学中最常用的动物之一，常用于发热研究、热源试验、免疫学研究、呼吸系统疾病研究、眼科学研究和皮肤反应试验等等。由于兔子体型适中，性情温顺，所以可以多途径地给药：口服、皮下、椎管、静脉、呼吸道、直肠、皮肤、眼睛、脑内等等，同时可多方式地采集血液、尿液、胃液等，仅血液采集就可分为兔耳缘静脉取血、耳中动脉取血、后肢胫部皮下静脉取血、股静脉取血、颈静脉取血和心脏取血等多种形式，所以说兔子在医学研究实验中有着重要的用途。但在清醒状态下把兔子固定成适合多种实验的方式却一直成为实验人员头痛的问题，如药物灌胃、胫部取血、体温测量、尿液导出、皮肤实验等往往都是多人联手操作才能完成。仅灌胃就要两人按住兔子，一人开口插管，有时还出现失败，被抓伤的情况也时有发生，兔子灌胃已成为一项艰巨的工作任务，如何把这些艰难的工作变的轻松，最近我们自主研发了专利产品YLS-Q3多功能兔固定架，成功地解决了清醒状态下的兔子固定问题，深受实验人员的喜爱，解决了兔子灌胃、采血、导尿、呼吸、眼睛和皮肤实验等问题，是非常理想的实验器材。二、主要技术性能指标 适用范围：2~3kg（兔子）；架最大升高：250mm（装兔平面）；架最低高度165mm（装兔平面）；仰角调整：0~30度 俯角调整：0~20度 兔头固定板调整范围0~70mm（6档）架宽度：160mm 架组装折迭后最大高度：200mm 架组装折迭后最大长度：500mm 包装尺寸：400×160×100mm 总重量：3.5kg 三、使用方法（详见使用说明书）四、注意事项 1．使用后如有污渍时请及时清理。 2．开口器使用后请清洗放回原处。 3．请不要自行拆卸。