

新款通用制丸机水蜜丸搓丸机药丸珍珠丸不锈钢全自动

产品名称	新款通用制丸机水蜜丸搓丸机药丸珍珠丸不锈钢全自动
公司名称	广州城雕机械设备有限公司
价格	25800.00/台
规格参数	
公司地址	广州市白云区嘉禾尹边一街79号
联系电话	020-29851412 13128646661

产品详情

和药粉注意事项：

由于每个人的制丸物料性质不同，能不能制丸，关键看和的药粉好不好，分有粘性和无粘性。有粘性的药粉直接加温开水就可以制丸，无粘性的药粉需加粘和剂（注：加煮开的玉米淀粉或红薯粉）。注：以下情况不能直接制丸

- 1、药粉太湿或太干；
- 2、完全没有粘性的药粉；
- 3、粘性太强的药粉；

不锈钢全自动制丸机优势

技术参数：

型号	电压(V)	功率	制丸规格	生产能力	外形尺寸	主机重量
CZ-688Z	220V	2.2KW	2.5-12mm(任选一)	40-50kg/h	1080*680*880mm	230KG
CZ-688S	220V	2.2KW	2.5-12mm(任选一)	50-60kg/h	880*680*720mm	230KG

出条药条直下进入搓轮，免去人工干预。免去断条接条等人工动作机器装机万向轮可随意推动或移动方便快捷采用封闭式设计，防止药丸乱飞现象，并且通过透视门随时观察制丸情

蜜丸的制法基本步骤如下：炼蜜 合药 制条 成丸 包装 贮存。1、对蜂蜜的选择与炼制是保证蜜丸质量的关键。炼蜜的目的是除去杂质，破坏酵素，杀死微生物，蒸发水分，增强粘性。其方法是：小量生产可用铜锅或锅直火加热，文火炼；大量生产可用蒸汽夹层锅，减压蒸发浓缩锅进行炼制，最后滤除杂质。炼蜜的程度分为嫩蜜、炼蜜、老蜜三种。嫩蜜：适合用于多量油质，粘液质，糖类及动物组织等的药物制丸。中蜜：适合用于纤维质，淀粉及含部分油脂，糖类，一般性制丸。老蜜：适合用于含多量纤维质及粘性差的矿物质药物制丸。

制丸配套设备（详情请咨询在线客服，或电话咨询13）