

实验室家具实验台天平台通风柜

产品名称	实验室家具实验台天平台通风柜
公司名称	深圳市金天地实验室设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:JTDSY 产地:深圳 型号:JTDSY01
公司地址	深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金康路49号（金天地产业园）
联系电话	86 0755 84262622 18819678056

产品详情

通风柜(全钢结构)

通风柜规格：1500*850*2350mm及1800*850*2350mm

- 柜体组合：上部柜体、中间（操作台面）、下部柜体（内含单侧独立式贮存柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜设计）；
- 上柜部分：上柜外壳：采用1.5mm优质一级冷轧钢板为基材，折弯、焊接、冲孔而成，表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理、化学防锈处理；上柜（排毒柜）支架采用厚1.5mm冷轧方管经焊制而成，表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理、化学防锈处理。
- 上柜内衬板：采用专用厚6mm Compact制作而成。导流板（BAFFLE）：具导流板设计，其材质同内衬板，导流板安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约50（±10%），以确保不同比重之气体均能有效排除，另并具可调式排风量比例设

计，可提高中、下方出风口排风量比例至80%（含）以上，以适应不同实验之需求。

- 底柜：钢支架采用厚1.5mm冷轧方管焊制而成，表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理，箱体采用1.2mm厚优质一级冷轧钢板为基材，全自动压模成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理、化学防锈处理制作而成，并附高低调整脚。
- 照明：在顶板上配置40W防爆型日光灯。
- 推拉门：双悬式玻璃门，材质为铝合金框架镶嵌6mm厚钢化玻璃，可上下开启，操作方便灵活，推拉门底部设计有橡胶减振垫块，以减少开关时的冲击。
- 传动：双悬玻璃门通过导轨、配重滑轮组、钢索、配重等同步传动，上下开启灵活方便，噪音小。
- 配电装置：包括由电源控制、风机控制、照明控制、风量调节和仪器用电控制等组成的综合控制系统。所有器件均为国际通用型名牌产品。
- 台面：采用上海威盛亚16mm厚佰克板台面，要求耐酸碱腐蚀，耐高温，抑菌、易清洁，操作面前缘上边经圆滑处理，美观且光滑不伤手。
- 铰链：采用DTC铰链。
- 地脚：采用不锈钢与高强尼龙组合一体的可调地脚，具防滑减震，高低可调功能。（可调平衡高度0-50mm）。可消除地面凹凸不平造成的影响。具有防滑、减震、高低调节台体水平、防酸、碱腐蚀、承重力强等特点。
- 水嘴：采用实验室专用单联水龙头。可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。管体部份为黄铜合金制，表

面经烤漆喷涂处理，防锈耐腐蚀。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。

- 杯槽：采用PP材料一体成型，耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击。台下托底安装。

十一、通风系统技术要求

1、管道材料：

风管采用UPVC管材，风管比重轻，化学稳定性好，具有防腐等性能，内壁光滑，通风效果比较好，外形美观。支、吊架圆管采用A3钢抱箍风管

2、防火阀

所有主风管连接风机设备时，均安装钢制防火阀。

3、玻璃钢离心风机

采用广东迪尔迅玻璃风机适用一定浓度的腐蚀性气体，高效率、高性能、低噪声、低震动、耐高温、防腐、防爆，风机型号具体根据风量，风压选型，在楼板设风机固定座及减震器。

4、消声器

类型：阻抗复合蜂窝式消声器；材质：外壳采用PVC制作，内置消音材料；连接方式：法兰连接或承插连接；性能：可有效降低噪声15~20分贝。

变频器（ABB）