

北京福斯FOSS售后维修

产品名称	北京福斯FOSS售后维修
公司名称	北京媒易全景国际网络科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	FOSS:Kjeltec 8400
公司地址	北京市海淀区复兴路十二号4号楼419室
联系电话	010-82918412

产品详情

福斯FOSS定氮仪售后维修电话010-87172803.全新长寿命设计，高级微机智能控制，液晶彩色触摸屏操作，中英文菜单式人机对话操作界面，采用国家/国际标准法—颜色指示法检测终点，自动化程度高（消化好的样品直接上机自动完成分析和计算全过程），稳定可靠，运行成本低，更大限度地保证操作人员的安全及结果的准确性和精度。检测结果（12种表示法）直接在显示屏显示及打印。也可选用专用计算机软件管理Kjeltec 8400全自动凯氏定氮仪以及进样器系统，按照GLP的要求提供快速可靠的样品注册和追溯，包括和任何厂家的天平、打印机和计算机实现无障碍连接。可选的20位和60位进样器提供了自动进样系统，即使您的样品量不大也可实现全部自动化的操作。

为了满足不同用户的需要，我们还可以提供8100、8200凯氏定氮系统。福斯Kjeltec

8400全自动定氮仪技术参数：1.测定范围：0.1-200mg氮

2.蒸馏时间：3.5分钟/样品（30mg氮）3.蒸馏能力：~40ml/分钟4.滴定精度：2.4ul/步5.重现性：RSD1%

6.回收率：>99.5%（1-200mg氮）7.数据存储：40批（软件可无限制储存）8.试管排空：200ml在10秒内完成9.试剂泵体积：0-150ml，10ml/级10.延迟时间：0-1800s 11.SaFe：0-15s 12.进样器能力：20位/60位Kjeltec

8400全自动定氮仪主要特点：1.官方批准的颜色法滴定系统(AOAC, EPA, DIN, ISO,GB等明文规定)2.全自动蒸馏过程：包括样品稀释、碱液和吸收液添加、蒸馏、滴定、计算、报告和消化管排空3.专利的平衡蒸汽添加* (SaFe)技术保证在消化管中有酸/盐饼时的蒸馏安全4.蒸馏过程中的温度控制可以保证结果准确5.系统中一系列以安全为目的的感应器：：1蒸馏管在位、2安全门、3前面板、4试剂液位、5加液液位和6蒸汽发生器过压等，全面保证用户安全6.可选20/60位进样器，进行无需人员值守的自动操作。7.

正压的滴定剂传送系统、自清洗的滴定缸及自校正的抗老化比色原件提供了精度无与伦比的滴定系统。8

.可选的数据管理软件Compass可实现完全计算机控制样品注册和报告。9.

智能冷却水控制系统自动调节自来水流量，降低成本。FOSS定氮仪 维修服务说明：1.

委托维修服务的仪器，在接收报价确认之后，开始进行维修。2.

签订合同维修服务的仪器，依据条款同时也将提供快捷的维修服务支持。3.

关于维修工作时间，常规在2-3天内完成，此外有时受进口材料到货期影响。4.

所维修仪器故障的部位及所更换的零件，三个月提供免费保修。5.维修工作中会遇到一些不稳定的故障，可能会延长维修周期，此时,本中心将尽能力提供标准仪器来应急使用。FOSS定氮仪售后维修服务范围

：北京、天津、河北、河南、山西、辽宁。公司本着真诚服务、诚信待人的服务态度，为您所使用的FO

SS定氮仪提供售后维修服务.北京福斯FOSS定氮仪售后维修电话010-87172803