

罗卓尼克HygroLab C1台式多通道水活度仪

产品名称	罗卓尼克HygroLab C1台式多通道水活度仪
公司名称	深圳市欣立科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:罗卓尼克 型号:HygroLab C1 类型:水活度仪
公司地址	深圳市罗湖区红桂二街1号
联系电话	0755-82338589 18129986636

产品详情

罗卓尼克HygroLab C1台式多通道水活度仪

四通道台式显示表，用于测量水活性、温度和相对湿度；

AW Quick功能，快速读取测量结果（典型测量时间4-5分钟）；

技术支持：18129986636，王工，185636156@qq.com 罗卓尼克一级代理商

特点 四通道台式显示表，用于测量水活性、温度和相对湿度 AW Quick功能，快速读取测量结果（典型测量时间4-5分钟）
声音报警提示测量完成 最多存2,000组测量数据（包括湿度、温度、日期和时间）

罗卓尼克HygroLab C1台式多通道水活度仪

Rotronic提供高端实验室设备，最多4通道可用于台式或插入式水活性的测量，适用于奶酪，肉，烟草，建筑，动物饲料，烘焙食品，造纸，药品，园艺，农业等行业的水活性测量。

验证软件简便、直观、适用于实验室级别的应用。通过PC运行HW4软件，可以提供带有图表和数据记录功能的远程监控系统

技术参数

订货号	HygroLab C1
探头连接	4个台式或插入式水活性探头
显示	参数 (% RH, Aw, , ° F) , 液晶三行数字显示 , 带趋势指示 , 带背光
AW快速测量模式	内置或通过HW4软件实现
计算	所有湿度学参数计算
供电电压和耗电	8...16 VDC (通过 AC适配器)/ 最大耗电120 mA (12 VDC, 背光亮, 连接4 探头, Etherne t)
接口	以太网和USB
应用范围	0...1aW, 0...100%RH, -10...60
启动时间/测量间隔	3秒 / 1秒
时钟	实时时钟 , 每个测量值带有时钟标 签
尺寸/重量	225 × 170 × 70mm/1100g
材质/防护等级	铝 , ABS757 / IP21
FDA / GAMP	FDA 21 CFR part 11 / GA MP5
CE / EMC 兼容	EMC 2008/108/EG

水活性是量测产品的水份含量 , 或者更严谨的说法应该是自由水的含量。

水活性会影响易坏产品微生物的含量、化学的稳定度。

控制水活性对产品保存期限将有明显的效果。

以下列出各种微生物在不同的水活性值可成长的数据。(仅供参考)

水活性值	污染物
AW=0.91~0.95	大部分的细菌
AW=0.88	大部份的酵母菌
AW=0.80	大部份的霉菌
AW=0.75	嗜盐细菌
AW=0.7	酵母菌
AW=0.65	耐旱霉菌

Rotronic提供专业的水份活度控制方案

罗卓尼克HygroLab C1台式多通道水活度仪