

陶瓷乳钵，捣药罐

产品名称	陶瓷乳钵，捣药罐
公司名称	山东良辰仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区华山西路1999号高墙王小区5号楼4-202室
联系电话	13127111723

产品详情

陶瓷研钵（瓷乳钵）高强度瓷质捣药罐/研钵/瓷乳钵为传统陶瓷产品，用高强度陶瓷制作，耐磨性强，外表面光亮，内表面下部粗糙，有利于研磨药。是居家研磨药物/研磨婴儿米糊/研磨蒸肉米粉的优良器具，有着机械工具无法比拟的优势，是您居家生活中的好助手。

技术参数：

产品名称	规格	单位	备注
	60mm	套	带研磨锤
	80mm	套	带研磨锤
	100mm	套	带研磨锤
	130mm	套	带研磨锤
	160mm	套	带研磨锤
	216mm	套	带研磨锤
	254mm	套	带研磨锤
	305mm	套	带研磨锤
陶瓷研钵	356mm	套	带研磨锤

（瓷乳钵）

陶瓷研钵(瓷乳钵)高强度瓷质捣药罐/研钵/瓷乳钵，瓷乳钵特点：耐磨性强，外表面光亮，内表面下部粗糙，有利于研磨药。瓷乳钵使用方法：进行研磨时，乳钵放在不易滑动的物体上，研棒保持垂直，顺时针转动研磨药物。研磨完成后，将研棒放在安全不易滚动滑落的地方，以防摔坏。瓷乳钵用途：1、主要用于研磨固体物质,碾碎药物,进行粉末状固体的混和。2、还可以用作：（1）.家庭可用来碾碎药片等细小颗粒，非常方便实用。（2）.家庭可以DIY来碾碎东东来搞搞新意思。（3）.粉粉工具--爱美的女士做面膜必备工具。（4）.可以来小宝宝做做小米糊，使宝宝妈妈与宝宝有更多的交流与宝宝更健康。注意事项：易爆物质只能轻轻压碎，不能研磨。大块的固体只能压碎，不能用研棒捣碎，否则损坏研钵、研棒或将固体物溅出。研钵中盛放的固体量不能超过其容积的1/3.洗涤研钵时，先用水冲洗，研钵上附着难洗涤物质时，向其中放入少量食盐，研磨后在进行洗涤。

