

## 德国莱卡DMi1 倒置显微镜

产品名称	德国莱卡DMi1 倒置显微镜
公司名称	大悦维佳（北京）科技有限公司
价格	6666.00/个
规格参数	品牌:莱卡 型号:DMi1 倒置显微镜 可选配置:三目照相或荧光装置
公司地址	北京市海淀区定慧里1506号
联系电话	01080497309 13910287536

## 产品详情

### 莱卡DMi1倒置生物显微镜展示

徕卡DMi1组织培养显微镜专为活细胞实验室量身打造：

徕卡DMi1组织培养显微镜适用于各种样品器皿，产生相衬图像。

徕卡DMi1组织培养显微镜容易搭配培养瓶，培养皿及多孔板等使用，双聚光镜的选择提供40-50mm或80mm 的工作距离。

当需要时，可以增加数码摄像头用于记录存档。

徕卡DMi1组织培养显微镜快速检验细胞活性的睿智之选：

LED技术节省成本，相衬和明场之间自动调节光强。

徕卡DMi1相衬观察操作十分简便，10×至20×至40×相衬可单手移动。利用徕卡显微系统的新物镜，您只需轻松旋转物镜转换盘，即可在10×至20×至40×相衬之间切换。无需改变相衬插板中的相衬环——PH1相衬环匹配全部三种物镜！

节省成本，安全色LED照明：

所有的徕卡DMi1显微镜的特点是，具有5W LED照明，在所有的强度上具有恒定的色温。

冷LED光能够为精细的活标本提供完美的环境。不会因过热引起器件失真，能够提供稳定的焦点。

另外，LED灯泡还具有巨大的经济意义。绿色LED技术以及2小时自动断电功能，降低能量损耗。正常情况下，每个灯泡的寿命长达20年（40个工作小时/周），这意味着停工时间更短以及运维成本很低。

自动强度：智能传感器集成在相衬插板中，确保光强在明场和相衬之间自动调节。该功能不仅保护眼睛，节省时间，并且增加用户的舒适度。

10×至20×至40×相衬可单手移动：

徕卡DMi1用于观察相衬，使用简便。利用徕卡显微系统的新物镜，您只需轻松旋转物镜转换盘，即可在10×至20×至40×相衬之间切换。无需改变相衬插板中的相衬环——PH1相衬环匹配全部三种物镜！（由于三个物镜具有相同的相环，因此只需轻松旋转物镜转换盘，即可在10×至20×至40×相衬之间切换。）

对于培养瓶、培养皿、多孔板，使用不同的样本夹：

从S40聚光镜（40-50mm工作距离）到S80聚光镜（80mm工作距离），快速切换：

从S40聚光镜（40-50mm工作距离）和S80聚光镜（80mm工作距离）及相衬推拉板：

