## **SUNMATIK-9100**

产品名称	SUNMATIK-9100
公司名称	长春赛诺迈德医学技术有限责任公司
价格	1.00/台
规格参数	赛诺迈德:1 SUNMATIK-9100:2 长春:3
公司地址	经济开发区昆山路733号
联系电话	0431-89239620 18686638926

## 产品详情

整机性能仪器类型:全自动随机任选分立式;急诊优先检测测试速度:800光度法测试/小时,600电解质测试/小时(选配)测试方法:终点法、两点法、速率法、免疫比浊法 单波长/双波长/多波长法 线性及非线性定标测试项目:常规生化、特定蛋白、电解质、治疗药物、滥用药物、尿液/脑脊液等同时分析项目:90项光度法、3项电极法。样本系统轨道式样本架:每架8个样本,一次可上160个样本,连续进样样本盘:27个样本位,支持条码扫描(选配),独立冷藏(2-8 )、确保质控和校准24小时随时进行样本量:1.5  $\mu$  I-35  $\mu$  I、0.1  $\mu$  I递进样本针:具有气泡和堵针、液面检测及防撞安全保护功能、具有内壁高压冲洗功能、1.5  $\mu$  I最小加样量、1.5-35  $\mu$  I、0.1  $\mu$  I递进样本处理:自动稀释、自动重测急诊样本:随机插入试剂系统试剂盘:90个试剂位,双盘设计,直接装载70ml、35ml、20ml坡底试剂瓶试剂冷藏:具有24小时2-8试剂连续冷藏功能、帕尔贴制冷试剂量:15  $\mu$  I-300  $\mu$  I、0.5  $\mu$  I递进,检测时可自动扣除试剂空白试剂针:两个,具有自动液面检测及防撞安全保护功能,其中,内壁具有高压冲洗功能、自动记录试剂余量、不足即提示功能试剂针清洗:自动温水内外壁全面清洗,携带污染率 0.05%所有试剂位置支持固定条码扫描(选配)

反应系统反应盘:160个新型反应杯,5mm光径,硬质塑料比色杯,紫外光(uv)穿透性好、耐酸、耐腐蚀反应液总体积150 µ I -300 µ I反应温度:37 ,温度精确度±0.1 恒温系统:免维护水浴搅拌机构:两个独立搅拌针、激光纳米抛光、自动变频技术反应杯清洗:测定样本后,仪器采用先进的八步骤自动清洗、真空吸液、温水高压冲洗、清洗效果更好反应杯清洗液2种:酸性、碱性各1种,真空吸液、自动稀释废液处理:高低浓度废液分级处理,具有高浓度废液报警

光学系统光源灯:卤钨灯,寿命2000h光栅后分光,12个波长,340-800nm检测器:光电二极管阵列分光 方式:集束式点光源、全息平常凹面光栅、后分光技术

校准与质控校准方式:九种定标公式,线性(单点、两点和多点)、Logit-Log4p、Logit-Log5p、条样曲线、指数函数、多项式、抛物线校准周期:自动设定或按需设定质控规则:Westgard多规则质控,Cum  $\mu$  Lative sum check累计和规则、Twin

plot三种、支持多种浓度水平质控质控方式:实时质控、日内质控、日间质控

操作系统电脑操作系统: windows 2000以上,多语言操作系统数据处理:大容量储存分析样本测试结果,显示,储存并可打印反应曲线报告打印:编辑和打印完整的多语言报告单,打印内容格式可选,可编辑,支持网络报告单打印系统接口:网络接口工作环境电源:AC(110-220) ± 22V、50HZ(60HZ) ± 1HZ整机功耗: 1500VA环境温度;15 -30 最大相对温度:85%主机体积:1860(L)×880(W)×1200(H)