

Thermo Accucore HPLC色谱柱

产品名称	Thermo Accucore HPLC色谱柱
公司名称	郑州鸿朗科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:赛默飞
公司地址	郑州市金水区南阳路324号院2号楼15层1536号
联系电话	0371-89955998 18137125158

产品详情

Thermo Accucore HPLC系列 色谱柱

卓越的表面多孔增强核技术，让您的投资实现最大价值

基于最先进的 Core Enhanced Technology（表面多孔增强核技术）结合固定相键合与色谱柱填充的丰富经验，Thermo Scientific Accucore HPLC 色谱柱能够提供独一无二的色谱解决方案，提升实验室工作流程和效率。此系列色谱柱具用多种可选的固定相并且几乎兼容所有仪器，能够为投资带来丰厚的回报。

Accucore HPLC 色谱柱

装填 2.6 m 直径的实心核颗粒的Accucore HPLC 色谱柱，粒径分布极窄，可实现快速、高分离度的分离，柱效与亚 2 微米填料媲美，反压显著低于UHPLC 中的水平。

适用于生物大分子的 Accucore HPLC 色谱柱150 孔径颗粒的 Accucore HPLC 色谱柱系列产品采用表面多孔增强核技术，使得生物大分子的分离度极佳，分离快速。

Accucore XL HPLC 色谱柱

Accucore XL HPLC 色谱柱采用 4 m 的实心核颗粒，使得使用传统HPLC方法的用户获得远超 5 m、4 m 甚至3 m 全多孔颗粒的色谱柱的性能。

Accucore Vanquish HPLC 色谱柱

Accucore Vanquish HPLC 色谱柱采用 1.5 m 的实心核颗粒，分离能力与柱效高于传统亚 2 微米填料，可实现快速、高效的分析。

“表面多孔增强核技术”的重要特点

表面多孔实心核颗粒

1.5 μm/2.6 μm/4 μm颗粒包含实心核和表面多孔层，在常规反压下实现高速高效的分析

严格控制粒径

改进的颗粒筛选流程使粒径分布范围最小，从而提高柱效

自动装填过程

先进的自动装填过程确保所有色谱柱都有最高的装填质量和优异的批

次重现性

先进的键合技术

优化的固定相键合技术使固定相更加致密和耐用

赛默飞色谱耗材河南省级代理商-郑州鸿朗科技有限公司为您提供质优价廉的产品与服务，欢迎咨询！