

索福离心机售后维修 Sorvall离心机故障解决

产品名称	索福离心机售后维修 Sorvall离心机故障解决
公司名称	北京速达设备维修有限公司
价格	200.00/个
规格参数	索福Sorvall:308 ST16R:205 德国:22
公司地址	北京市密云区西大桥路67号十里堡镇政府办公楼 407室-2530(十里堡镇集中办公区)
联系电话	13810166989

产品详情

索福Sorvall离心机售后维修电话：40000-22991；010-8622-0912.

性能参数

最高转速	22,000rpm
最大离心力	55,200 × g
最大容量	4 × 1,000ml
驱动系统	无碳刷高频电机
加/减速率	9/10
转速设定范围	300 ~ 22,000rpm
转速控制精度	± 25rpm
温度设定范围	-20 ~ 40 ,增幅1
温度控制范围	2 ~ 40
温度控制精度	± 2
适宜室温范围	15 ~ 40
外形尺寸	1132 × 752 × 835
重量	350kg
控制系统	微处理器控制，大液晶屏显示
程序储存	30个
运行时间	99hr59min，连续
其他性能	自动换算RCF，累计离心效果控制，定时离心，多步离心，预冷，权限保护

强大的不平衡耐受系统，转子不平衡检测，超速和超温保护停机功能 生物安全转头 无需螺栓锚定，符合CE和CSA标准 无需真空系统 可满足最严格的转头爆炸实验

离心机是化工、石油、生命科学、医学、物理化学、食品、制药、水处理、等科研及临床实验室常用的必备设备，主要用于分离血清血浆，沉淀细胞，浓缩细菌，分离蛋白或核酸或者悬液分离等等。通过对主流进口离心机品牌的发展历史等进行剖析。索福Sorvall原属杜邦公司离心机部，是早生产医用离心机的公司，早在二战时期，为响应美国战争的需要，索福Sorvall研发了世界首台血站用于血液分离离心机。直至今日，索福Sorvall落地式大容量离心机仍占据全球血液系统90%以上的市场。另外，索福Sorvall还具有80000转以上的超离。目前以大容量落地式离心机为主要竞争产品。

Sorvall日常保养：

离心机运转前应先切断电源并先松开离心机刹车，可以手试转动转鼓，看有无咬煞情况。

检查其他部位有无松动及不正常情况。

接通电源依顺时针方向开车启动（通常从静止状态到正常运转约需40-60秒左右）。

通常每台设备到厂后均须空车运转3小时左右，无异常情况即可工作。物料尽可能要放置均匀。

必须专人操作，容量不得超过额定量。严禁机器超速运转，以免影响机器使用寿命。

机器开动后，若有异常情况必须停车检查，必要时需予以拆洗修理。

离心机工作时是高速运转，因此切不可用身体触及其转鼓，以防意外。

滤布的目数应根据所分离物料的固相颗粒的大小而定，否则影响分离效果。另外滤布安装时应将滤布密封圈嵌入转鼓密封槽内，以防物料跑入。为确保离心机正常运转，转动部件请每隔6个月后加油保养一次。同时查看轴承处运转润滑情况，有无磨损现象；制动装置中的部件是否有磨损情况，严重的予以更换；轴承盖有无漏油情况。机器使用完毕，应作好清洁工作，保持机器整洁。不要将非防腐型离心机与于高腐蚀性物料的分选；另外严格按照设备要求、规定操作，非防爆型离心机切不可用于易燃、易爆场合。

索福Sorvall离心机售后维修电话：010-8622-0912.