

医用恒温箱厂家

产品名称	医用恒温箱厂家
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	49800.00/台
规格参数	恒温:福意联 型号:FYL-YS-150L/280L/430L/151L/281L/431L 温度:2-48 /0-100
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

医用恒温箱厂家公司说明-

北京福意电器有限公司依靠稳打实干抓住市场，利用专业营销拓展市场，凭借服务巩固市场，立誓创造产品，提供服务，在激烈的市场竞争中站稳脚跟，谋求发展。诚信、进取、严谨的务实风格使得公司在行业内外树立了坚实的形象、取得了良好的口碑。回首过去，本公司坚持“诚信至上、以人为本、永续经营”的理念，树立了良好的品牌形象与经营典范。展望未来，公司将通过科学的管理和不懈的努力，继续开拓进取，为打造、实用的实验室设备而不懈努力，以更加炽热的真诚与客户携手合作，共创辉煌。

医用恒温箱厂家用途:

通过手术前和手术过程中控制体表和体腔的散热，采取多种护理措施营造从体内到体外温暖舒适的内外环境，可有效的防止病人术中发生低体温。其积极意义在于有效地防止了由于低体温带来的并发症，减轻了病人的痛苦，缩短了病人的住院时间，减轻了病人的经济压力，有利于早日康复。同时也提升了手术室护理质量，深化了护理内涵。福意联手术室生理盐水冲洗液37度加温，医用盐水注射液，甘露醇冲洗液，甘露醇注射液，手术室清洗液，消毒的37度（或42度）加温清洗器官使用。

医用恒温箱厂家型号：

产品型号 容积大小 温度范围

外型尺寸-----型号:FYL-YS-150L 150L

温度:2~48 外型尺寸:595*570*865mm型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48

外型尺寸:595*590*1215mm型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48

外型尺寸:595*570*1445mm型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48

外型尺寸:595*695*1315mm型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48 外型尺寸:595*680*1805mm

-----型号:FYL-YS-828L 828L

温度:2~48 外型尺寸:1267*680*1818mm型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2~48

外型尺寸:1267*680*2105mm-----型号:FYL-

YS-151L 150L 温度:0~100 外型尺寸:595*565*860mm型号:FYL-YS-281L 280L

温度:0~100 外型尺寸:595*565*1440mm型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0~100

外型尺寸:595*675*1795mm-----

医用恒温箱厂家特点:

主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。

箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。

自动化霜功能,适合高温高湿地区,外门防凝露技术的应用,85%湿度无凝露

进口电脑温度控制器,数码显示、控温精度高,具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能,防止出现意外。

温感探头,自动显示箱体内部温度,便于随时观察箱体内温度变化。

制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。

使用三层高强度中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好,透明度高,便于随时观察箱体内部存放的物品。

医用恒温箱厂家行业说明:凝血物质的活性降低,抑制凝血功能,增加手术出血量3.深静脉血栓形成。

5、内分泌系统:抑制药品分泌,甲状腺素和促甲状腺素分泌增加,肾上腺素、多巴胺等儿茶酚胺水平随低温而增加,麻醉中易发生高血糖。

6、改变药物代谢周期:增加肌肉松弛药的作用时间,延长麻醉后苏醒时间。

7、对于创伤患者,低体温与死亡发生率的升高相关。

8、其他:低体温可使肾血流量下降,pH升高以及呼吸减慢等。四、预防措施

1、设定适宜的环境温度:应维持在21-25度。根据手术不同时段及时调节温度。

2、注意覆盖,尽可能减少皮肤暴露。3、使用加温设备,可采用充气式加温仪等加温设备。

4、用于静脉输注及体腔冲洗的液体宜给予加温至37度。5、高危患者(婴儿、新生儿、严重创伤、大面积烧伤患者等)除采取上述保温措施外还需要额外预防措施防止计划外低体温,如可在手术开始前适当调高室温,设定个性化的室温。五、注意事项 1、应采用综合保温措施。

2、在使用加温冲洗液前需再次确认温度。

3、应使用安全的加温设备,并按照供应商的书面说明书进行操作,尽量减少对患者造成可能的损伤。

4、装有加温后液体的静脉输液袋或灌洗瓶不应用于患者皮肤取暖。5、使用加温毯时,软管末端空气

温度极高，容易造成患者热损伤。在没有加温毯的情况下直接加温或使用中的软管与加温毯分离。

6、加温后的静脉输液袋或灌洗瓶的保存时间应遵循静脉输液原则及产品使用说明。7、对使用电外科设备需要粘贴负极板时，应注意观察负极板部温度，防止负极板部过热性状改变对患者皮肤造成影响。8、使用加温设备需做好病情观察及交接班工作。

9、加强护士培训，掌握预防低体温及加温设备使用的相关知识。六、总结 1.

提高护理服务意识，重视对“低体温”的主动预防。2. 规范围术期的护理，

病人的保暖工作，应从入手术室前做起。3. 加强对病人围术期的心理疏导和术中体温监测。4.

加强专业技术培训，默契配合，尽量缩短麻醉、手术、创面暴露时间。5.

选择适应的加温设备，提高病人手术舒适度，确保病人术中的安全6. 单一的保温方法不一定能起到保温作用。术中采用复合保温护理方法可有效地维持病人的正常体温。