

# 手术室用保暖柜

产品名称	手术室用保暖柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	49800.00/台
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-150/280L/430L 温度:2-8 /2-48 /0-100
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

手术室保暖柜公司说明：

福意联公司拥有一批专业的技术一线骨干，为产品的质量与技术的创新提供了保障，专业的一线生产管理人员，进行科学的管理；拥有恒温实验室及各种尖端精密测量工具。北京福意电器有限公司坚信：没有品质，便没有企业的明天！品质，企业未来的决战场和永恒的主题！我们的宗旨：以德敬人，以诚立人。

手术室保暖柜行业说明:

用手术室净化工程，可嵌入墙体。本产品适用于手术室，ICU，供应室等。目前福意联医院手术室保温柜报价已经为数千间手术室提供了的产品服务。

手术室保暖柜更多型号

-----产品型号 容积大小

温度范围

外形尺寸-----型号:FYL-YS-66L 62L

温度: 2-8 外型尺寸430 × 480 × 640mm型号:FYL-YS-88L 88L 温度: 2-8

外型尺寸480 × 490 × 840mm 型号:FYL-YS- 128L 88L 温度: -30-10 外型尺寸545 × 570 × 850mm -----型号:FYL-YS-50LK 50L

温度:4 ~ 38 外型尺寸:430\*488\*535mm型号:FYL-YS-100L 100L 温度:4 ~ 38

外型尺寸:480\*490\*840mm型号:FYL-YS-138L 138L 温度:4 ~ 38

外型尺寸:540\*550\*840mm-----型号:FYL-

YS-150L 150L 温度:2~48 外型尺寸:595×570×865mm 型号:FYL-YS-230L 230L  
温度:2~48 外型尺寸:595×590×1215mm 型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48  
外型尺寸:595×570×1445mm 型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48  
外型尺寸:595×695×1315mm 型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48 外型尺寸:595×680×1805mm-----型号:FYL-YS-151L 150L  
温度:0~100 外型尺寸:595×565×860mm 型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0~100  
外型尺寸:595×565×1440mm 型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0~100  
外型尺寸:595×675×1795mm-----

#### 手术室保暖柜特点:

- 1.采用微电脑数控系统，温度数字显示，控温。
- 2.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，准确显示箱体温度
- 3.自动感应灯设计，透明保温双层钢化玻璃门，随时清晰的观测箱内状况。
- 4.设有限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。
- 5.数显触摸按键，通过调节LED面板，使温度在2~48度之间任意调控且恒定。
- 6.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻，保温性能好等特点。
- 7.采用环保压缩机制冷技术，强效制冷，绿色环保。
- 8.采用风冷式结构，合理设计风道及风量，避免任何死角，箱内温度均匀稳定
9. ptc陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡。均匀制冷恒温效果更好。
- 10, 宽电压带，适合电压不稳定地区，
- 11.合理设计恒温箱，有效增大制冷面积，提高降温速度
- 12, 箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体内部采用医用PP卫生材质，确保箱体内洁净无污染，利于物品的取样及检测。

手术室保暖柜行业说明:层流手术室的管理流程与维护 我们所熟知的层流手术室的室内压力根据其不同区域洁净度不同，所要求的参数也是不同的。而不同洁净度级别的层流手术室其空气洁净度标准也不尽相同，层流手术室急需要严格管理流程，来确保手术室洁净度的等级要求，保证患者在高洁净度的环境下接受手术，确保术后的恢复。层流手术室 层流手术室的管理流程如下：1.1 严格着装管理 进入层流手术室人员务必按医疗规定穿高压灭菌的手术室，务必佩戴一次性口罩、帽子，离开时衣裤、鞋、帽、放在指定位置，接受治疗的患者要穿的病号服装，用交换车接送，戴隔离帽。1.2 空气净化系统的开关及清洁 每日早晨由夜班护士提前1h开启层流手术室的空调系统，并将温度按需调至22~25℃，湿度控制在40%~60%。每日手术结束后，有清洁工用标志明确、分区使用的卫生洁具将手术间打扫干净，关闭电动门，经1h层流后关闭空调系统。急诊手术间不关闭空调系统。连台手术在前一台手术完成后立即进行室内湿式清洁，并关闭30min后进行下一台手术。1.3 手术室的放置 手术室放于手术间净化区域的中心。头面部手术时将手术室向病人脚部适当移动，下肢手术时将手术室略向头部移动，以保证手术区域和器械台

完全处于净化区内。1.4 保持手术间的正压 手术中保持电动门处于关闭状态，尽量减少开关次数，严禁开门手术。因为层流手术室的环境是一个密闭的洁净环境，门关闭时室内的气压大于室外的气压，从而保证层流手术室内的洁净空气只能向室外流动，室外的空气不会进入室内，开门后就破坏了压差系统，层流手术室的净化质量也将受到影响。1.5 污物处理流程 手术完毕后，污染敷料和器械由洗手护士从传递窗向外走廊传送，迅速关闭传递窗内门，取出物品后立即关闭传递窗外门。外走廊有清洁工及时处理，污染物扎紧袋子后运送指定处存放。

## 2.层流手术室的维护

### 2.1 专人维护，定期监测 整个空调系统应有专人负责，定期检查、维修、保养，对过滤网及时清洗。每个月对手术室空气、手术室人员的手及手术室无菌物品表面采样进行细菌培养，检查净化效果，发现不合格及时找出原因，并采取有效措施。

### 2.2 回风口及地面的清洁维护 每日早晨用湿布抹擦所有物体表面及回风口，每周彻底清洗回风口、天花板的回风纱窗。地面每日用的清洁剂拖擦，再用清水拖净，如有血迹及其它污染物污染时，应及时用消毒剂擦洗。搬运重物时应在地面上垫其它物品，以免在地面上划痕。

### 2.3 电动门的维护 净化手术室的电动门开关方式包括电动、感应、手动三种。电动开关只需用手或肘部轻轻按压即可，切忌重压或长时间按压。使用感应时只需膝部或脚接近感应窗口，门便自动开启。如果出现故障时需关闭电源，利用手动，切忌强行拖拉。层流手术室工作人员合理安排工作程序，避免增加不必要的开门次数。