

大豆酪蛋白琼脂培养基

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 大豆酪蛋白琼脂培养基 |
| 公司名称 | 南京便诊生物科技有限公司 |
| 价格 | 60.00/包 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南京市江宁区天印大道880号 |
| 联系电话 | 86-02552838289/65016260/65016261/ 13951923346 |

产品详情

【商品名称】

90mm大豆酪蛋白琼脂培养基 (TSA) 南京便诊公司

【规格编号】

| 产品编号 | 名称 | 规格 | 供应商 |
|-----------|--------------------|------------------------|-------|
| BZW12111 | 大豆酪蛋白琼脂表面培养基 (TSA) | 60mm/25cm ² | 南京便诊 |
| BZW12115 | 大豆酪蛋白琼脂培养基 | 200ml | 南京便诊B |
| BZW12119 | 大豆酪蛋白琼脂培养基 (TSA) | 90mm | 南京便诊 |
| BZW13411H | 大豆酪蛋白琼脂培养基 (TSA) | 75mm | 南京便诊 |
| | | | |

【产品说明】

本品是一种基本的非选择性培养基，含有氮源、碳源和微量无机盐适合一般细菌的生长繁殖。

因含有动、植物两种蛋白质，苛养菌也可利用其中的营养进行增殖。

【技术标准】

本品参照新的《中华人民共和国药典》2010年版配方配制、符合国家要求；

经过多重检验（感观、无菌、质控菌检验、灵敏度检验、留样检验）符合国家质量标准；

双重包装，确保成品品质的稳定，让您从收到到用完无烦恼！

【用途】

用于含有抗生素粉尘的洁净环境中沉降菌检测

【贮藏条件】

2~25℃，避光储存，拆封后及时放入冰箱冷藏；

【保质期】

6个月；

【注意事项】

- 1、检查平板内是否干裂或染菌，如长菌请勿使用；
- 2、请在洁净的环境下操作，避免杂菌干扰；
- 3、在冰箱储存很久的培养基容易出现一些冷凝水，请在洁净的环境下将水倒出，然后在培养箱放置10-30Min，待其表面干燥后再接种；或在使用前，提前一到两周放置室温即可；
- 4、弃物处理：使用后应高压灭菌或焚烧后按一般垃圾处理，也可按专业技术人员指示方法处理。

【生产公司】

公司名称：南京便诊生物科技有限公司

地 址：南京市江宁区东山街道上元大街808号

联系电话：025-52838289，85099525，13951923346，18951960612

传 真：025-52838289

信 箱：njbianzhen@163.com

网 址：www.njbianzhen.cn www.njbianzhen.com