

胰酪大豆胨琼脂培养基

产品名称	胰酪大豆胨琼脂培养基
公司名称	南京便诊生物科技有限公司
价格	60.00/包
规格参数	
公司地址	南京市江宁区天印大道880号
联系电话	86-02552838289/65016260/65016261/ 13951923346

产品详情

【商品名称】

90mm胰酪胨大豆琼脂(TSA) [胰酶水解酪蛋白胨琼脂] 南京便诊公司

【规格】

90mm 70mm

【规格编号】

产品编号	名称	规格	供应商
BZW1200H	沙氏葡萄糖液体培养基	100ml	南京便诊
BZW1200I	沙氏葡萄糖液体培养基	200ml	南京便诊
BZW15105	沙氏葡萄糖琼脂培养基	90mm	南京便诊
BZW1510A	沙氏葡萄糖琼脂培养基	200ml	南京便诊
BZW1200F	胰酪胨大豆肉汤培养基	100ml	南京便诊
BZW1200G	胰酪胨大豆肉汤培养基	200ml	南京便诊
BZW12113	胰酪胨大豆琼脂培养基	90mm	南京便诊
BZW12101	胰酪胨大豆琼脂培养基	200ml	南京便诊

【产品说明】

本品是一种基本的非选择性培养基，含有氮源、碳源和微量无机盐适合一般细菌的生长繁殖。因含有动、植物两种蛋白质，苛养菌也可利用其中的营养进行增殖。

【原理】

本品是一种基本的非选择性培养基，含有氮源、碳源和微量无机盐适合一般细菌的生产繁殖，其中酪蛋白冻、大豆蛋白胨主要提供碳源、氮源和维生素，氯化钠提供无机盐，因含有动植物两种蛋白质，苛养菌也可利用其中的营养。

【技术标准】

本品参照新的《中华人民共和国药典》2010年版配方配制、符合国家要求；

经过多重检验（感观、无菌、质控菌检验、灵敏度检验、留样检验）符合国家优质质量标准；

双重包装，确保成品品质的稳定，让您从收到到用完无烦恼！

【预期结果】

根据菌落形态，做出相应的处理或报告。例如金黄色葡萄球菌生长良好，有黄色色素。

【用途】

用于供一般或营养要求较高细菌的增值培养

【贮藏条件】

2~25℃，避光储存，拆封后及时放入冰箱冷藏；

【使用步骤】

- 1、复温：取出培养基复出至室温；
- 2、接种：将需要接种的预稀释好的标本或菌株用无菌移液管吸取一些量后移至平皿，然后慢慢释放，释放的同时将移液管作“Z”字形移动，或采用划线、涂布、其他常用方法接种于培养基皆可；
- 3、培养：将接种好的培养基做好标识，至于30-35℃恒温培养箱中培养24-48h后取出，观察结果。

【保质期】

6个月；

【注意事项】

- 1、检查平板内是否干裂或染菌，如长菌请勿使用；
- 2、请在洁净的环境下操作，避免杂菌干扰；
- 3、在冰箱储存很久的培养基容易出现一些冷凝水，请在洁净的环境下将水倒出，然后在培养箱放置10-30Min，待其表面干燥后再接种；或使用前，提前一到两周放置室温即可；
- 4、弃物处理：使用后应高压灭菌或焚烧后按一般垃圾处理，也可按专业技术人员指示方法处理。