

压力蒸汽灭菌生物指示剂

产品名称	压力蒸汽灭菌生物指示剂
公司名称	南京便诊生物科技有限公司
价格	1400.00/个
规格参数	
公司地址	南京市江宁区天印大道880号
联系电话	86-02552838289/65016260/65016261/ 13951923346

产品详情

【产品编号】BOES50346

【产品名称】压力蒸汽灭菌生物指示剂[自含式][嗜热脂肪杆菌芽孢生物指示剂(ATCC7953)][菌管]

【产品规格】100支/盒 含菌量 $5 \times 10^5 - 5 \times 10^6$

【好的耗材推荐】一次性检验耗材系列

产品编号	产品名称	规格	供应商
BQHS5030P	3M压力蒸汽用生物指示剂	100支/盒 (1262)	南京便诊
BQHS5030R	3M高压压力蒸汽灭菌用快	50支/盒 速生物指示剂(1292)	南京便诊
BQHS5030T	3M环氧乙烷用生物指示剂	100支/盒 (1264)	南京便诊
BQHS5030U	3M环氧乙烷用快速阅读生	50支/盒 物指示剂(1294)	南京便诊
BOES50346	压力蒸汽灭菌生物指示剂	100支/盒	南京便诊

【使用方法】1、将本品放入一标准测试包中；2、按照国家规定，分别将测试包放于压力蒸汽灭菌器内不同位置；3、灭菌完毕，取出生物指示剂；4、挤破内装的玻璃管，于一支对照管一起放于35 ~ 39 培养箱内培养；5、培养48小时后，判定结果，培养基颜色由原来紫红色变成黄色，说明灭菌过程不完全。若培养基颜色保持不变，请继续培养2天，若无变色，则可判断灭菌完全

【生产公司】

公司名称：南京便诊生物科技有限公司

地 址：南京市江宁区东山街道上元大街808号

联系电话：025-52838289，85099525，13951923346，18951960612

传 真：025-52838289

信 箱：njbianzhen@163.com